

PHILIPS

sonicare



Szónikus elektromos
fogkefe

5300

Akár 7-szer több
lepedékeltávolítás

2 intenzitási szint

Beépített nyomásriasztás

21 napos akkumulátor-élettartam



HX7109/01

Kiemelkedő lepedékeltávolítás és fehérebb fogak*

Akár 7-szer több lepedékeltávolítás*

A Philips Sonicare 5300 új generációs Sonicare technológiával, 2 intenzitási szinttel és nyomásriasztással rendelkezik, arra esetre, ha túl erősen mos fogat. Fehérítő fogkefefejjel.

Erőfeszítés nélküli fogmosás

- Mindig tudja, mikor kell kefefejet cserélni
- Védje ínyét a beépített nyomásriasztás segítségével
- Szabja személyre a tisztítást a 2 intenzitási szint segítségével

Kiváló tisztítás

- Új generációs Sonicare technológia
- Fokozott tisztítás a folteltávolítás és a fehérebb fogak érdekében

Életmódjához tervezve

- Akár 3 hét fogmosás egy teljes feltöltéssel
- Tegye egyszerűbbé az utazást kompakt, rendkívül tartós hordtáskánk segítségével
- Lézerrel hegesztve az erősség és a tartósság érdekében
- Optimalizálja fogmosását a SmarTimer és a BrushPacer segítségével


Fénypontok

W2 Optimal White kefefej



A Philips Sonicare 5300 kefefej tökéletes azok számára, akik az alapos tisztítás mellett a felületi elszíneződések erőfeszítés nélküli eltávolítását is igénylik a ragyogó, még fehérebb mosoly érdekében. A W2 Optimal White kefefejnek köszönhetően a ragyogó fehérség könnyen megőrizhető a professzionális fehéritő kezelések között, ugyanakkor akár 7-szer több lepedéket távolít el a kézi fogkefékkel szemben.

Új generációs Sonicare technológia



Élvezze a kellemes fogmosási élményt és a szájjápolás új szintjét az új generációs Sonicare technológia segítségével. Fogmosás közben a fogkefe innovatív mágneses rendszere minden tisztítás során beállítja a fogmosás erejét, így a percenkénti 62 000 sörtemozdulattal optimális teljesítményt biztosít még a nehezen elérhető helyeken is. Eközben a dinamikus folyadékos


tisztítás segíti a sörteket a lepedék eltávolításában, így minden egyes fogmosáskor teljes tisztaságot érhet el.

2 intenzitási szint



Fogainak és fogínyének lehető legjobb ápolása érdekében a Philips Sonicare 5300 2 intenzitási szintet biztosít. Akár a tisztítóerő fokozását részesíti előnyben a magas fokozaton, akár a gyengéd, de alapos tisztítást az alacsony fokozaton, ez a fogkefe mindegyikre képes.

Beépített nyomásriasztás



Ön talán észre sem veszi, hogy túl erősen mossa a fogát, a fogkefe viszont észlelni fogja. Az intelligens optikai érzékelő pontosan érzékeli az erős rányomásból fakadó túlzott nyomást, és pulzáló hanggal jelzi, miközben csökkenti a rezgést. Mindig tudni fogja, mikor kell korrigálni a fogmosást, az ínye pedig védve marad.

BrushSync csere-émlékeztető



A fogkefe rendszeres cseréje fontos része a megfelelő szájüregi egészség megőrzésének. A BrushSync technológia segítségével könnyen fenntartható a kefefej maximális teljesítménye. Az innovatív technológia nyomon követi a használat gyakoriságát és a fogmosás intenzitását, valamint emlékezteti Önt, hogy mikor kell kefefejet cserélni.

2 perces időzítő és fogmosás-ütemező



Két perc elegendő a teljes tisztításhoz, így a SmarTimer jelzi, ha lejár az idő. A teljes szájüreg egyenletes tisztítása érdekében a BrushPacer szakaszokra osztja a munkamenetet, a következő szakaszba való belépést pedig egy rövid rezgésszünet jelzi. Ez segít abban, hogy minden egyes fogmosáskor egyenletes tisztaságot érjen el.

Fénypontok

Elsődleges szempont a tartósság



Philips Sonicare fogkeféinket teljes egészében átalakítottuk, hogy erősek, könnyűek és tartósak legyenek. Fejlett lézeres hegesztési eljárásunknak köszönhetően fogkeféinket úgy terveztük, hogy még évekig használhassa.

Akár 3 hét a feltöltések között



Ehhez a fogkeféhez egy nagy teljesítményű akkumulátor tartozik, amelyet úgy terveztek, hogy javítson a fogmosás élményén. Egyetlen feltöltéssel akár három hétig is élvezheti a rendszeres fogmosást, mielőtt újra fel kellene töltenie.

Kompakt utazótok



Újratervezett hordtáskánk elég kompakt ahhoz, hogy egy táskába becsusszanjon, és elég erős ahhoz, hogy Philips Sonicare fogkeféje biztonságban legyen az út során. Nemcsak a fogkefét védi, de két kefefej is kényelmesen elfér benne. Bárhová is kell mennie, most már magabiztosan utazhat.

Műszaki adatok

Intenzitási szintek

Magas: A hatékonyabb tisztításért

Alacsony: Érzékeny fogakhoz és ínyhez

Tápellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Működési idő (Telitől üresig): 21 nap

Akkumulátor: Újratölthető

Energiafogyasztás: Készenléti módban kijelző nélkül <0,5 W

Elem típusa: Lítium-ionos

Formatervezés és kidolgozás

Szín: Fekete-fehér

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Egyszerű használat

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Markolat kompatibilitás: Könnyen rápattintható kefefejek

Töltöttségjelző: Világító ikon jelzi az akkumulátor élettartamát

Időzítő: SmarTimer és BrushPacer a teljes körű és alapos fogmosásért

USB-A töltés: A hálózati adapter nem tartozék

Tartozékok

Markolat: 2 5300 tölthető fogkefe

Fogkefefej: 2 W2 Optimal White

Utazótok: 2 vékony hordtáska

Töltő: 1

Fogmosási teljesítmény

Lepedék eltávolítás: Akár 7-szer hatékonyabb*

Fehérítés: Eltávolítja a felületi lerakódásokat

Sebesség: 62 000 tisztító mozdulat percenként

Módok

Clean: A kivételes mindennapos tisztaságért

Intelligens érzékelőtechnológia

Nyomásviszajelzés: Csökkentett rezgés és pulzáló hang

Csere- emlékeztető: A BrushSync segítségével mindig tudni fogja, mikor cserélje ki a kefefejet

