

PHILIPS

sonicare



Звукова четка за зъби с
акумулаторна батерия

5500

Отстраняване на до 7 пъти
повече плака

2 режима

Вградено предупреждение за
натиск

21-дневен живот на батерията



HX7110/02

Ефективно почистване и до 2 пъти по-бели зъби*

Отстраняване на до 7 пъти повече плака**

Philips Sonicare 5500 разполага с технология от следващо поколение Sonicare, специален режим за избелване и вградена аларма за натиск. В комплекта е включен и калъф за пътуване.

Четкането вече е безпроблемно

- Винаги бъдете информирани кога е време за поставяне на нова глава на четката
- Персонализирайте своето почистване с 2 режима на четкане
- Защитете венците си с вграденото предупреждение за натиск

Превъзходно почистване

- Технология Sonicare от следващо поколение
- Усъвършенствано почистване за премахване на петна и по-бели зъби

Създадена за вашия начин на живот

- Направете пътуването лесно с нашия компактен, изключително издръжлив калъф за пътуване
- До 3 седмици четкане с едно пълно зареждане
- Лазерно заварена за здравина и трайност
- Оптимизирайте вашето четкане със SmarTimer и BrushPacer


Акценти

Глава на четката Optimal White W2



Philips Sonicare 5500 надхвърля дълбокото почистване, за да премахва без усилие повърхностните петна за сияйна и по-бяла усмивка. С главата на четката W2 Optimal White е лесно да поддържате белотата между процедурите за професионално избелване за до 2 пъти по-бели зъби*, като същевременно премахвате до 7 пъти повече плака в сравнение с ръчна четка за зъби**.

Технология Sonicare от следващо поколение



Насладете се на приятно миене на зъбите и на ново ниво на грижа за устната кухина с технологията Sonicare от следващо поколение. Докато четкате, иновативната магнитна система на четката за зъби регулира силата на четкане по време на всяка сесия на почистване, осигурявайки оптимална ефективност от точно 62 000 движения на косъмчетата в минута, дори в труднодостъпни зони. Междувременно динамичното действие на течността поддържа почистващата ефективност на главата на четката чрез нежно


изплакване по линията на венците и между всеки зъб, което ви помага да постигнете цялостно почистване при всяко четкане.

2 режима на четкане



За да ви помогне да се погрижите най-добре за вашите зъби и венци, Philips Sonicare 5500 разполага с избор от 2 режима на четкане. Режим Clean (Почистване) се фокусира върху отстраняването на плаката за превъзходна ефективност на почистване, докато режимът White (Избелване) работи по-упорито за отстраняване на повърхностни петна за по-бяла усмивка.

Вградено предупреждение за натиск



Може да не забележите когато четкате прекалено силно, но тази четка за зъби ще забележи. Интелигентният оптичен сензор точно открива прекомерен натиск при четкане и ви уведомява с пулсиращ звук, докато намалява вибрацията. Винаги ще знаете кога да регулирате своето четкане и венците ви ще останат защитени.

Напомняне за смяна BrushSync



Редовната смяна на главата на четката е важна част от поддържането на добро здраве на устата. С технологията BrushSync можете лесно да поддържате най-високо качество на работата на главата на четката. Проследявайки вашата честота на използване и интензивност на четкане, иновативната технология ви напомня кога е време за поставяне на нова глава на четката.


2-минутен таймер и функция за сегментиране на четкането



Две минути е цялото време, необходимо за едно пълноценно почистване, така че нашият SmartTimer ви уведомява, когато времето изтече. За равномерно почистване в цялата устна кухина BrushPacer разделя сесията ви на сегменти с лека пауза на вибрацията, което е знак да продължите. Това ви подпомага при постигането на равномерно почистване при всяко четкане.


Акценти

Проектирано за дълъг живот



Ние проектирахме повторно нашите четки за зъби Philips Sonicare цялостно, за да бъдат здрави, леки и дълготрайни. Благодарение на нашия усъвършенстван процес на лазерно заваряване нашите четки за зъби са проектирани да четкат зъбите ви години напред във времето.

До 3 седмици между зарежданията



Тази четка за зъби използва високоефективна батерия, която е изработена за подобряване на вашето изживяване при четкане. С едно зареждане можете да се насладите на до три седмици редовно четкане, преди да се наложи да я презаредите.

Компактен калъф за пътуване



Нашият преработен калъф за пътуване е достатъчно компактен, за да се постави в чанта, и достатъчно здрав, за да предпази вашата четка за зъби Philips Sonicare по време на пътуването. Не само предпазва вашата четка за зъби, но също така удобно съхранява две глави на четката. Сега можете да пътувате уверено, където и да ви отведе пътуването.

Спецификации

Технология с интелигентен сензор

Напомняне за смяна: BrushSync ви уведомява кога да смените главата на четката

Технология с интелигентен сензор

Обратна връзка при натиск: Намалена вибрация и пулсиращ звук

Захранване

Напрежение: 100-240 V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна
Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 21 ден
Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Бяло

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светещата икона показва състоянието на батерията
Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване
Таймер: Smartimer и BrushPacer за цялостно и старателно почистване
Зареждане от USB-A: Не е включен захранващ адаптер

Включени в комплекта

Зарядно устройство: 1
Дръжка: 1 четка за зъби с акумулаторна батерия 5500
Калъф за пътуване: 1 елегантен калъф за пътуване
Глава на четка: 1 W2 Optimal White

Работни показатели при почистване

Отстраняване на плаката: До 7 пъти по-ефективно**
Скорост: 62 000 движения на четката/мин
Избелване: До 2 пъти по-бели зъби*

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване
Бяло: За премахване на повърхностни петна

* в сравнение с ръчна четка за зъби след 1 седмица.
* *В сравнение с ръчна четка за зъби.