

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

2000 Series

Technologie Sonique

QuadPacer et SmarTimer

Design ergonomique
ultracompact



HX3658/13



Dites adieu au brossage manuel : adoptez la technologie sonique.

Élimination jusqu'à 3 fois plus efficace de la plaque dentaire*

La technologie sonore associée à notre action de brossage est jusqu'à 3 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle pour éliminer la plaque dentaire en douceur.

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Longue autonomie de 14 jours

Optimisez votre brossage

- Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

Adoptez Philips Sonicare en toute simplicité

- Programme Easy-Start pour faciliter la transition

Protège vos gencives

- Utilisation sûre et douce

Assure un nettoyage optimal

- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur
- Un retrait de la plaque jusqu'à 3 fois plus efficace par rapport à un brossage manuel*


Points forts

Technologie sonore avancée



Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.** Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*



Il est cliniquement prouvé que la brosse à dents électrique Philips Sonicare dotée d'une technologie sonore avancée élimine la plaque dentaire jusqu'à 3 fois plus efficacement* qu'une brosse à dents manuelle. Elle élimine la plaque dentaire au niveau des dents et du sillon gingival tout en protégeant vos gencives.

Utilisation sûre et douce



La brosse à dents Philips Sonicare permet un nettoyage impeccable sans agresser vos dents et gencives. Les vibrations soniques douces mais puissantes offrent un nettoyage exceptionnel tout en préservant vos dents et vos gencives.

SmarTimer et QuadPacer



La fonction SmarTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.

Une batterie longue durée




Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.

Une batterie longue durée



Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.

Fonction Easy-Start



Notre programme Easy-Start vous offre la possibilité d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage les 14 premières fois que vous utilisez votre nouvelle brosse à dents.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: DC5V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 14 jours

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Blanc

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux

indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Système de tête de brosse: Têtes de brosse

faciles à clipser

Accessoires inclus

Chargeur: 1 chargeur USB

Têtes de brosse: 4 C1 Pro Results

Manche: 1 Philips Sonicare 2100

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

