

SE :人工呼吸器（呼気弁付閉鎖回路）でNPPVを行う際に使用する
EE :CPAP及びNPPV専用機（一本回路）でNPPVを行う際に使用する

	ネーザルマスク						ピローマスク	フルフェイスマスク				トータルフェイス マスク
												
販売名	ドリームウィスプ ネーザル マスク	ドリームウェア ネーザル マスク	ウィスプ 小児用 ネーザルマスク	ウィスプ ネーザル マスク	ピコ ネーザル マスク	コンフォート ジェルブルー ネーザルマスク	ドリームウェア シリコン ピローマスク	ドリームウェア フルフェイス マスク	アマラビュー フルフェイス マスク	アマラ フルフェイス マスク	アマラジェル フルフェイス マスク	フィットライフ トータルフェイス マスク
使用範囲（圧） ※単位：cmH ₂ O	4～30	4～30	4～30	4～30	4～30	4～30	4～30	4～30	4～30	4～30	4～30	4～30
SE/EEの有無	SE× EE○	SE× EE○	SE○ EE○	SE○ EE○	SE× EE○	SE○ EE○	SE× EE○	SE× EE○	SE○ EE○	SE× EE○	SE× EE○	SE○ EE○
クッション素材	シリコーン/ ポリカーボ ネイト	シリコーン/ ポリカーボ ネイト	シリコーン/ ナイロン	シリコーン	シリコーン	シリコーン/ ポリウレタン/ ポリエステル	シリコーン/ ポリカーボ ネイト	シリコーン/ ポリカーボ ネイト	シリコーン/ ポリカーボ ネイト	シリコーン/ ポリカーボ ネイト	シリコーン/ ポリカーボ ネイト	シリコーン
ヘッドギア素材	ポリウレタン/ ナイロン	ポリウレタン/ ナイロン	ポリウレタン/ ナイロン	スエード/ ポリウレタン	ポリウレタン フォーム/ ナイロン	ポリウレタン/ ベルクロ/ ナイロン	ポリウレタン フォーム/ ナイロン	ポリウレタン/ ナイロン	ポリウレタン/ ナイロン	ポリウレタン/ ナイロン	ポリウレタン/ ナイロン	ポリウレタン/ ベルクロ
サイズ	P, S, M L, XL	S, M, W	S, M, L	P, S/M MW, L, XL	S/M, L XL	P, S, M, L	S, M, L	S, M, W	XS, S, M, L	P, S, M, L	P, S, M, L	S, L, XL
適応体重	30kgを超える	30kgを超える	5kg以上	30kgを超える	30kgを超える	30kg以上	30kgを超える	30kgを超える	30kgを超える	30kgを超える	30kgを超える	S:20kg以上 L,XL:30kg以上

装着感	簡単な着脱	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
	ずれにくい	●			●	●	●	●	●	●	●	●
	鼻根部を圧迫しない		●				●	●	●			●
	視界をさえぎらない	●	●	●	●		●	●	●			●
操作性	お手入れ・組立が簡単	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	マグネティックヘッドギア クリップでの装着*	●			●			●	●			
機能	軽量マスク（100g以下）	●	●	●	●	●	●	●				
	小児対応			●								●

* マグネットの影響を受ける可能性がある機器が体に埋め込まれている患者およびそのような家族、介護者、ベッドパートナーが近くにいるような場合でのマスクの使用は禁じられています。
詳細は添付文書又は取扱説明書をご参照ください。