

PHILIPS

sonicare



Soniczna szczoteczka
do zębów z aplikacją

7100

Nowa generacja soniczności

4 programy, 3 intensywności

1x Końcówka Premium G3 Gum
Care

Czujnik siły nacisku (ring LED)



HX7421/01

Nowa generacja soniczności od Philips Sonicare!

Do 10x lepsze usuwanie płytki nazębnej**

Szczoteczka soniczna Philips Sonicare 7100 jest wyposażona w technologię soniczną nowej generacji, 4 programy czyszczenia, 3 poziomy intensywności i czujnik siły nacisku zapobiegający zbyt mocnemu szczotkowaniu. Zestaw zawiera etui podróżne.

Najwyższej jakości, delikatne czyszczenie

- Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie*

Szczotkowanie bez wysiłku

- Popraw swoją rutynę dzięki aplikacji Philips Sonicare
- Chroń swoje dziąsła dzięki widocznemu czujnikowi siły nacisku
- Nigdy nie przegap momentu wymiany końcówki szczoteczki na nową
- Spersonalizuj czyszczenie dzięki 12 ustawieniom szczotkowania

Najlepsze czyszczenie

- Technologia Sonicare nowej generacji

Zaprojektowany dla Twojego stylu życia

- Laserowo zespolony napęd zapewnia precyzję, cichą pracę i trwałość
- Do 3 tygodni szczotkowania na jednym pełnym naładowaniu
- Zoptymalizuj szczotkowanie dzięki SmarTimer i BrushPacer
- Podróżuj bez wysiłku z naszym wysokiej jakości etui podróżnym z możliwością ładowania


Zalety

Końcówka szczoteczki G3 Premium Gum Care



Szczoteczka soniczna Philips Sonicare 7100 pomaga uzyskać zdrowsze dziąsła i zdrowszy uśmiech. Dzięki końcówce szczoteczki G3 Premium Gum Care włókna usuwają płytkę nazębną wzdłuż linii dziąseł, zapewniając do 7x zdrowsze dziąsła w zaledwie 2 tygodnie*. Dzięki miękkiej, elastycznej konstrukcji końcówka szczoteczki dopasowuje się do konturów zębów i dziąseł, zapewniając głębokie doczyszczenie i usuwając do 10x więcej płytki nazębnej w porównaniu ze szczoteczką manualną.**


Technologia Sonicare nowej generacji



Ciesz się przyjemnym szczotkowaniem i nowym poziomem pielęgnacji jamy ustnej dzięki technologii Sonicare nowej generacji. Podczas szczotkowania innowacyjny system magnetyczny szczoteczki dostosowuje moc szczotkowania podczas każdej sesji czyszczenia, zapewniając optymalną wydajność dokładnie 62 000 ruchów włosów na minutę, nawet w trudno dostępnych miejscach. Tymczasem dynamiczne działanie płynu wspomaga wydajność czyszczenia główki szczoteczki, delikatnie płuczac wzdłuż linii


dziąseł i między każdym zębem, pomagając osiągnąć pełne czyszczenie za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.

12 ustawień szczotkowania



Preferowany sposób szczotkowania jest w Twoich rękach dzięki szczoteczce sonicznej Philips Sonicare 7100. 4 programy szczotkowania pomagają dbać o zdrowie dziąseł, wybielanie, wrażliwość i codzienne czyszczenie. Program Gum Health wspiera zdrowe dziąsła poprzez delikatny masaż wzdłuż linii dziąseł. Program White usuwa przebarwienia powierzchniowe i poleruje zęby, zapewniając bielszy uśmiech. Tryb Sensitive zapewnia delikatne, dokładne doczyszczenie, podczas gdy program Clean koncentruje się na usuwaniu płytki nazębnej, zapewniając doskonałe doczyszczenie. Aby uzyskać spersonalizowane czyszczenie, możesz połączyć dowolny tryb z jednym z 3 poziomów intensywności, od wysokiego do niskiego, aby uzyskać sesję szczotkowania odpowiednią dla siebie.


Czujnik siły nacisku w postaci pierścienia świetlnego



Możesz nie zauważyć, kiedy szczotkujesz zęby zbyt mocno, ale ta szczoteczka to wykryje. Inteligentny czujnik optyczny precyzyjnie

rozpoznaje nadmierny nacisk szczoteczki na szkliwo, a następnie miga na fioletowo, jednocześnie redukując vibracje. Zawsze będziesz wiedzieć, kiedy dostosować szczotkowanie, a Twoje dziąsła pozostaną bezpieczne.

Aplikacja Philips Sonicare



Aplikacja Philips Sonicare łączy się ze szczoteczką do zębów i pomaga w poprawie i utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Nasza aplikacja śledzi postępy w szczotkowaniu, zapewniając spersonalizowane wskazówki i raporty z postępów, dzięki czemu można uzyskać cenne informacje na temat szczotkowania.


2-minutowy timer i segmentowy zegar



Dwie minuty to wszystko, czego potrzebujesz do całkowitego doczyszczenia, więc nasza funkcja SmartTimer poinformuje Cię, kiedy czas się skończy. Aby zapewnić równomierne czyszczenie całej jamy ustnej, funkcja BrushPacer dzieli sesję na segmenty, a lekka przerwa w vibracjach jest sygnałem do przejścia dalej. Pomaga to w osiągnięciu równomiernego czyszczenia za każdym razem, gdy szczotkujesz zęby.


Zalety

Przypomnienie o wymianie końcówki



Regularna wymiana końcówki szczoteczki jest ważnym elementem dbania o zdrowie jamy ustnej. Dzięki technologii BrushSync łatwo jest utrzymać najlepszą wydajność końcówki szczoteczki. Innowacyjna technologia przypomina, kiedy nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Dla najlepszych rezultatów końcówkę wymieniasz co 3mc.

Szczoteczka stworzona z myślą o trwałości



Przeprojektowaliśmy nasze szczoteczki Philips Sonicare od podstaw, aby były mocne, lekkie i trwałe. Dzięki zaawansowanemu procesowi laserowego zespojenia napędu nasze szczoteczki do zębów są zaprojektowane tak, aby mogły służyć Ci przez wiele lat.

Do 3 tygodni między ładowaniami



Ta szczoteczka do zębów wykorzystuje wysokowydajny akumulator, który został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu

szczotkowania. Po jednym naładowaniu można cieszyć się nawet trzema tygodniami regularnego szczotkowania przed koniecznością ponownego naładowania.

Etui podróżne do ładowania



Nasze etui podróżne do ładowania ze zintegrowanym portem USB-C i przewodem ładującym umożliwia ładowanie szczoteczki w podróży bez konieczności otwierania etui. Etui jest nie tylko wystarczająco wytrzymałe, aby zapewnić bezpieczeństwo szczoteczki podczas podróży, ale także wystarczająco kompaktowe, aby zmieścić się w każdej torbie, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem podróży.

Dane techniczne

Poziomy intensywności

Wysoki: Aby poprawić skuteczność czyszczenia

Średni: Do codziennego czyszczenia

Niski: Do wrażliwych zębów i dziąseł

Technologia Smart Sensor

Przypomnienie o wymianie końcówki:

Przypomnienie BrushSync informuje, kiedy należy wymienić końcówkę szczoteczki

Technologia Smart Sensor

Informacje na temat siły nacisku szczoteczki na

zęby i dziąsła: Pierścień świetlny świeci na fioletowo, Zmniejszone wibracje i cichszy dźwięk

Zgodność

Bezprzewodowa technologia Bluetooth:

Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Aktualizacja produktu

Okres pomocy technicznej: Firma Philips będzie dostarczać niezbędne aktualizacje zabezpieczeń do 31 grudnia 2026 roku.

Moc

Napięcie: 100–240 V

Dane techniczne

Czas pracy baterii: 21 dni

Akumulator: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Stylistyka i wykończenie

Kolor: Czarny

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia ograniczona gwarancja

Zgodność

Zgodność z systemem Android: Telefony z systemem Android z Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej

Zgodność z systemem iOS: Telefony iPhone z Bluetooth w wersji 4.0 lub nowszej

Łatwość użytkowania

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips

Sonicare: Końcówki nakładane na rączkę szczoteczki w łatwy sposób

Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona informuje o stanie naładowania akumulatora

Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Funkcje SmarTimer i BrushPacer zapewniają kompletne i dokładne szczotkowanie

Ładowanie przez USB-A: Zasilacz nie jest dołączony

Elementy zestawu

Etui podróżne: 1 etui podróżne do ładowania

Ładowarka: 1

Rączka: 1 ładowana szczoteczka do zębów 7100

Główka szczoteczki: 1 G3 Premium Gum Care

Kabel USB-A: 1

Skuteczność czyszczenia

Usuwanie płytki nazębnej: Do 10x skuteczniejsza^{1*}

Szybkość: 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Gum Health: Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła*

Tryby

Clean: Precyzyjne czyszczenie na co dzień

Biały: Usuwanie przebarwień

Gum Health: Delikatny masaż dziąseł

Delikatne czyszczenie: Do wrażliwych zębów i dziąseł



* w trybie Gum Health, w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną w ciągu 2 tygodni.

** w trybie Gum Health w porównaniu ze szczoteczką manualną w trudno dostępnych miejscach w ciągu 2 tygodni.