

# PHILIPS

Máscara facial completa

DreamWear

Paquete facial completo

Estructura mediana  
y 4 tamaños de almohadilla

 Product Picture

HH1141/00



## Como si no usara nada.\*

Con la libertad y la comodidad de la máscara facial completa, DreamWear, puede dormir como quiera.

### **Clips magnéticos**

- Los clips del arnés y la almohadilla de la máscara tienen imanes

### **Campo de visión abierto**

- El diseño abierto ofrece un amplio campo de visión

### **Diseño innovador**

- Libertad de movimiento
- Un diseño modular que permite más opciones

### **Cómoda y fácil de usar**

- Fácil de usar
- Estructura suave y flexible
- Almohadilla facial que se ajusta debajo de la nariz

# Destacados

## Libertad de movimiento



Al mover la ubicación del tubo a la parte superior de la cabeza, la máscara facial completa DreamWear ofrece más libertad de movimiento durante la noche. Los usuarios indicaron que no tenían que elegir una posición para dormir cuando usaban la máscara facial completa DreamWear.\*

## No más marcas rojas en el puente nasal



El innovador diseño con almohadilla que se ajusta debajo de la nariz evita las marcas rojas, las molestias y la irritación en el puente nasal.\*\*

## Visión sin obstrucciones



El diseño abierto facilita el uso de gafas y la lectura, y también permite mirar televisión y usar una computadora o tableta antes de dormirse.\*\*

## Como si no usara nada



La estructura suave y flexible resulta cómoda para usar por la noche. Los usuarios comentan que se siente como si no usaran nada en absoluto.\*

## Libertad de elección




El diseño modular permite que los usuarios elijan la almohadilla que mejor se adapta a ellos, todo en una sola estructura.

## Fácil de usar



Tiene pocas piezas para facilitar el armado, el desarmado y la limpieza.

## Clips magnéticos



Consulte con su profesional de atención médica antes de usar esta máscara. Algunos dispositivos médicos se pueden ver afectados por campos magnéticos. Los clips magnéticos de esta máscara deben mantenerse al menos a 2 pulg. (50 mm) de distancia de cualquier dispositivo médico activo, en especial de aquellos que están implantados, como marcapasos, desfibriladores e implantes cocleares. Lea las instrucciones de uso (IFU) en el envase para obtener más información.

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación  
2024-07-13  
Versión: 4.0.1

UPC: 6 06959 04589 7

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* \*\* Análisis de datos de agosto de 2017 Prueba de preferencia del paciente donde n = 85 e indicó máscaras Resmed Airfit F10 y F20, Respirationics Amara View y F&P Simplus, para un uso de 10 días.

\* \*\* Ventaja del diseño - el diseño de la máscara no hace contacto con el puente nasal.

\* <sup>1</sup>Consulte las instrucciones de uso para ver indicaciones de higiene más detalladas.

\* El dispositivo incluye una estructura de máscara estándar (tamaño M) y cuatro almohadillas para todos los tamaños (S, M, MW, L). No se incluye el dispositivo de terapia del sueño.

\* Los costos de DreamWear no están cubiertos y, por lo general, el seguro médico legal no los reembolsa.