

PHILIPS

sonicare



Periuță de dinți
sonică reîncărcabilă

7100

Elimină de până la 10 ori mai
multă placă bacteriană

4 moduri, 3 intensități

Alertă de presiune vizibilă

Aplicația Philips Sonicare



HX7428/01

Curățare perfectă cu gingii de până la 7 ori mai sănătoase*

Elimină de până la 10 ori mai multă placă bacteriană**

Philips Sonicare 7100 dispune de tehnologie Sonicare de ultimă generație, 4 moduri de periere, 3 niveluri de intensitate, o alertă de presiune vizibilă și capul de periere Premium Gum Care G3.

Curățare delicată premium

- Gingii până la de 7 ori mai sănătoase în doar 2 săptămâni*

Periere fără efort

- Aplicația Philips Sonicare îmbunătățește rutina pacienților
- Protejează gingiile cu senzorul de presiune vizibilă
- Personalizează-ți curățarea cu 12 setări de periere
- Vei ști întotdeauna când este momentul pentru un cap de periere nou

Curățare superioară

- Tehnologie Sonicare de ultimă generație

Proiectată pentru stilul tău de viață

- Până la 3 săptămâni de periere cu o singură încărcare completă
- Sudată cu laser pentru robustețe și durabilitate
- Ușurează-ți călătoriile, cu tocul nostru de transport compact, ultra-durabil
- Optimizează perierea cu SmarTimer și BrushPacer


Repere

Cap de periere G3 Premium Gum Care



Philips Sonicare 7100 te ajută să obții gingii mai sănătoase pentru un zâmbet mai sănătos. Cu capul de periere G3 Premium Gum Care, perii lucrează asiduu pentru a îndepărta placa bacteriană de-a lungul gingiei, oferindu-ți gingii de până la 7 ori mai sănătoase în doar 2 săptămâni*. Datorită designului moale și flexibil al capului de periere, se adaptează contururilor dinților și gingiilor pentru o curățare profundă, îndepărtând în același timp de până la 10 ori mai multă placă bacteriană comparativ cu o periuță de dinți manuală.

Tehnologie Sonicare de ultimă generație



Bucură-te de o experiență de periere încântătoare și de un nou nivel de îngrijire orală cu tehnologia Sonicare de ultimă generație. În timpul perierii, sistemul magnetic inovator al periuței de dinți reglează puterea de periere pe parcursul fiecărei sesiuni de curățare, oferind performanțe optime de 62.000 de mișcări ale perilor pe minut, chiar și în zonele greu accesibile. În același timp, acțiunea dinamică a

fluidului favorizează curățarea plăcii bacteriene de către peri, ajutându-te să obții o curățare completă la fiecare periere.

12 setări de periere



Perierea preferată este în mâinile pacienților, cu Philips Sonicare 7100. Patru moduri de periere ajută la îngrijirea sănătății gingiilor, albire, sensibilitate și curățare zilnică. Modul Gum Health susține gingii sănătoase prin masarea delicată de-a lungul gingiei. Modul White lucrează pentru îndepărtarea petele de suprafață și pentru a lustrui dinții, pentru un zâmbet mai alb. Modul Sensitive asigură o curățare delicată și temeinică, în timp ce modul Clean se axează pe îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o curățare superioară. Pentru o curățare personalizată, pacienții pot combina orice mod cu unul dintre cele trei niveluri de intensitate, de la ridicat la scăzut, pentru o sesiune de periere corectă.


Senzor de presiune cu inel cu lumină



Pacienții pot să nu observe când periază prea apăsător, dar această periuță de dinți o va face. Senzorul optic inteligent detectează cu precizie


presiunea excesivă de periere, apoi luminează intermitent violet, reducând în același timp vibrațiile. Pacienții vor ști întotdeauna când să ajusteze perierea, iar gingiile lor vor fi mereu protejate.

Aplicația Philips Sonicare



Aplicația Philips Sonicare se potrivește perfect cu periuța de dinți și ajută pacienții să-și îmbunătățească și să-și mențină sănătatea orală. Aplicația noastră ține evidența progresului perierii, oferind îndrumări personalizate și rapoarte de progres, permițându-le pacienților să obțină informații valoroase despre periere.

Temporizator de 2 minute și metronom de periere



Pacienții au nevoie de doar două minute pentru o curățare completă, așa că SmarTimer-ul anunță pacienții când a expirat timpul. Pentru o curățare uniformă în toată gura, periuța împarte sesiunile de periere în segmente, cu o ușoară pauză în vibrație ca semn pentru a trece mai departe. Acest lucru ajută pacienții să obțină o curățare uniformă la fiecare periere.


Repere

Memento de înlocuire BrushSync



Înlocuirea regulată a capului de periere este o parte importantă a menținerii unei bune sănătăți orale. Cu tehnologia BrushSync, este ușor pentru pacienți să mențină capul de periere la performanțe optime. Prin urmărirea frecvenței de utilizare și a intensității periajului, tehnologia inovatoare atenționează pacienții când este timpul să monteze un cap de periere nou.

Proiectat să dureze



Am reproiectat periutele de dinți Philips Sonicare din interior spre exterior pentru a fi robuste, ușoare și durabile. Datorită procesului nostru avansat de sudare cu laser, periutele noastre de dinți sunt concepute pentru a fi alături de pacienți în periere timp de ani de zile.

Până la 3 săptămâni între încărcări



Această periută de dinți utilizează o baterie de înaltă performanță, proiectată pentru să îmbunătățească experiența de periere a

pacienților. Cu o singură încărcare, pacienții se pot bucura de până la trei săptămâni de periere regulată înainte de a fi nevoie să o reîncarce.

Toc de transport compact



Tocul nostru de transport reproiectat este suficient de compact pentru a fi introdus într-o geantă și suficient de robust pentru a proteja periuta de dinți Philips Sonicare pe drum. Nu numai că protejează periuta de dinți, dar în el încap și două capete de periere. Acum pacienții pot călători cu încredere oriunde.

Specificații

Articole incluse

Cablu USB-C: 1

Niveluri de intensitate

Ridică: Pentru a îmbunătăți curățarea

Medie: Pentru o curățare zilnică

Redusă: Pentru dinți și gingii sensibile

Tehnologie cu senzori inteligenți

Atenționare de înlocuire: BrushSync te anunță când este momentul să înlocuiești capul de periere

Tehnologie cu senzori inteligenți

Feedback privind presiunea: Inelul cu lumină luminează violet, Vibrație și sunet de pulsație reduce

Compatibilitate

Tehnologie wireless Bluetooth: Aplicația Connected brushing

Alimentare

Tensiune: 100-240 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la Descărcat): 21 de zile

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Alb

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Compatibilitate

Compatibilitate cu Android: Telefoane Android cu Bluetooth 4.0 și superior

Compatibilitate iOS: iPhone cu Bluetooth 4.0 și superior

Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Indicator baterie: Pictograma iluminată indică durata de viață a bateriei

Cronometru: Smartimer și BrushPacer pentru periere completă și temeinică
Încărcare USB-A: Adaptor de alimentare neinclus

Articole incluse

Toc de transport: 1 toc de transport subțire

Încărcător: 1

Mâner: 1 periuță de dinți reîncărcabilă 7100

Cap de periere: 1 cap G3 Premium Gum Care

Performanță de curățare

Viteză: 62.000 de mișcări de periere/min

Îndepărtarea plăcii bacteriene: Mai eficient cu până la de 10 ori**

Gum Health: Gingii până la de 7 ori mai sănătoase*

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Alb: Pentru îndepărtarea petelor de suprafață

Sensitive: Pentru dinți și gingii sensibile

Gum Health: Îți masează delicat gingiile



* în modul Gum Health, comparativ cu o periuță de dinți manuală; măsurat de GBI.
** comparativ cu o periuță de dinți manuală.