

# PHILIPS

Dispositivo di epilazione  
IPL con SenseIQ

Lumea IPL 9900 Series

Sensore SmartSkin

4 accessori intelligenti: corpo,  
viso, bikini, ascelle

Funzionalità esclusive dell'app  
basate su intelligenza artificiale

Funzionamento cordless e con  
filo



BRI951/00



## Il nostro IPL più intelligente con funzionalità esclusive SkinAI

Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata\*

Scopri la nostra soluzione IPL più intelligente di sempre per una pelle liscia a lungo. Il nostro dispositivo Lumea IPL senza filo più efficace con tecnologia SenseIQ, ora è dotato della esclusiva funzione SkinAI per analizzare la tua pelle e monitorare i tuoi progressi direttamente con l'APP Lumea.

### **Delicato ed efficace per una pelle liscia a lungo**

- Solo 2 trattamenti al mese per risultati rapidi
- Per la massima praticità, con e senza filo
- Sviluppato in collaborazione con dermatologi per essere facile da utilizzare ed efficace

### **Soluzione completa per viso e corpo**

- Soluzione completa per viso e corpo con 4 accessori intelligenti
- Adatto alla maggior parte delle tonalità di pelle e dei colori del pelo

### **Trattamento di epilazione a luce pulsata IPL personalizzato**

- Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ
- Analisi dei peli Smart Body con SkinAI

# In evidenza

## 2 trattamenti al mese per risultati rapidi




Ogni 2 settimane per iniziare, ossia la metà dei trattamenti rispetto ad altri marchi, seguito da ritocchi una volta al mese. Tutto qui. Il trattamento su tutta la parte inferiore di entrambe le gambe richiede 8,5 minuti.

## Tecnologia SenseIQ



Lumea Serie 9900 offre cinque impostazioni di luce regolabili facilmente. Il nostro sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle consigliando l'impostazione di luce più adatta a te. Gli accessori intelligenti personalizzano il trattamento in base alla zona del corpo.

## Per la massima praticità, con e senza filo



Philips Lumea è progettato per un utilizzo semplice e pratico: con filo per un trattamento rapido su aree più estese del corpo, come le

gambe, oppure senza filo e a batteria per trattare con precisione le zone del corpo difficili da raggiungere.

## 4 accessori intelligenti




Gli accessori appositamente progettati si adattano alla perfezione a ogni curva del corpo e attivano i programmi più efficaci in base alla zona quando sono collegati. Viso: design piatto e piccola finestra dotata di filtro UV. Corpo: design curvato verso l'interno con ampia finestra di trattamento. Zona bikini e ascelle: design curvato verso l'esterno per le zone più difficili da raggiungere.

## Sviluppato in collaborazione con dermatologi



In qualità di leader nel settore delle tecnologie per la salute, Philips ha sviluppato Lumea IPL in collaborazione con dermatologi, affinché tu possa utilizzarlo a casa tua in modo sicuro e funzionale. Grazie a questa tecnologia già impiegata nei centri estetici, Lumea IPL offre un trattamento delicato, anche sulle zone sensibili.

## Funzionalità esclusive SkinAI



La nostra app di coaching gratuita offre una guida dettagliata, ora integrata con l'esclusiva tecnologia SkinAI per analizzare i peli del corpo e monitorare il trattamento.

## Per la maggior parte delle tonalità di pelle e colori del pelo



La tecnologia IPL ha bisogno di contrasto tra il pigmento del pelo e quello della pelle, pertanto funziona su peli di colore biondo scuro naturale oppure su peli castani o neri e su pelli da chiara a marrone scuro (I-V).

# Specifiche

## Specifiche tecniche accessori

**Accessorio trattamento corpo:** Forma: convesso, Dimensione finestra: 4,1 cm2, Trattamento personalizzato per il corpo: gambe, braccia e addome

**Accessorio trattamento viso:** Forma: piatto, Dimensione finestra: 2 cm2, filtro aggiuntivo, Trattamento personalizzato per il viso: labbro superiore, mento e linea della mascella

**Accessorio trattamento zona bikini:** Forma: concavo, Dimensione finestra: 3 cm2, Trattamento specifico per la sensibilità della zona bikini

**Accessorio trattamento ascelle:** Forma: concavo, Dimensione finestra: 3 cm2, Trattamento specifico per le ascelle

## Impostazioni di sicurezza regolabili

**Filtro UV integrato:** Protegge la pelle dai raggi UV

**5 impostazioni di intensità della luce:** Regolabile in base al tipo di pelle

**Sistema di sicurezza integrato:** Impedisce l'attivazione accidentale degli impulsi

**Sensore del fototipo:** Rileva il colore della pelle

**Sensore SmartSkin:** La giusta impostazione in ogni momento

## Modalità di applicazione

**Scorrimento e flash:** Per un'applicazione rapida

**Pressione e flash:** Per il trattamento su zone di piccole dimensioni

**Con filo/cordless:** Funzionamento cordless e con filo

## Specifiche tecniche

**Voltaggio:** 100-240 V

**Tipo di batteria:** Batteria ricaricabile

**Lampada ad alte prestazioni:** Progettato per durare, eroga 450.000 flash, equivalenti a 39 anni di durata della lampada\*\*\*\*

## Assistenza

**Garanzia:** 2 anni di garanzia globale + 1 anno extra di garanzia registrando il prodotto entro 90 giorni

## Accessori inclusi

**Istruzioni d'uso:** Manuale utente

**A magazzino:** Custodia elegante

**Adattatore:** 19,5V / 4000mA

## Tempo di applicazione

**Parte inferiore della gamba:** 8,5 min

**Ascelle:** 2,5 min

**Zona bikini:** 2 minuti

**Zone del viso:** 1,5 minuti



\* Riduzione media dei peli dopo 12 trattamenti: 86% sulla parte inferiore delle gambe, 70% sulla zona bikini, 67% sulle ascelle

\*\* Quando si segue il programma di trattamento. Calcolato per l'utilizzo sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La durata della lampada non si estende oltre alla garanzia internazionale di 2 anni di Philips