

# PHILIPS

## sonicare

Sonický elektrický zubní  
kartáček pro začátečníky

1 režim

2 kartáčkové hlavice

1 cestovní pouzdro

HX6212/88



## Bělejší a zdravější zuby pro zářivější úsměv

Zubní kartáček Philips Sonicare pro začátečníky zajistí vynikající čištění pro bělejší zuby a svěžejší dech, díky kterému se budete cítit sebevědomě mezi lidmi

### Proven to improve oral health

- Technologie Philips Sonicare pomáhá rozzářit váš úsměv
- Naše unikátní sonická technologie vám přináší efektivní a šetrné čištění

### Designed around you

- Program Easy start vám pomůže vybudovat správné návyky čištění sonickým kartáčkem Philips Sonicare
- Časovače vás budou motivovat k důkladnému 2minutovému čištění

### Provides a superior clean

- Šikmý krček je navržený tak, aby vyčistil obtížně dostupná místa
- S hlavicí kartáčku InterCare odstraníte až 7x více plaku\*
- Výjimečné čištění mezi zuby a s rovnátky

# Přednosti

## Odstraňuje až 7x více plaku



Nasadíte hlavici kartáčku InterCare a vaše dásně budou zdravější za pouhé 2 týdny. Extra dlouhá vlákna pomáhají odstranit více plaku z obtížně dostupných míst a mezi zuby, čímž zajistí zdravé dásně.

## Zaručuje výjimečnou čistotu



Extra dlouhá vlákna hlavice zubního kartáčku Philips Sonicare InterCare jsou určena k výjimečnému čištění mezi zuby a rovnátky.

## Technologie Philips Sonicare



Sonický stíravý pohyb napění zubní pastu na bublinky, které útočí na plak a vhání je do mezizubních prostor a podél linie dásní.


Současně si budou vaše zuby užívat až 31.000 jemných, avšak účinných stěrů kartáčkem. Za pouhé 2 minuty získáte stejný účinek jako při měsíčním čištění manuálním kartáčkem.

## Vyčistíte těžko dostupná místa



Unikátní tvar těla vašeho zubního kartáčku řady Sonicare v kombinaci s našimi hlavicemi zajistí, že důkladně vyčistíte i těžko dostupná místa, jako je například zadní strana zubů.

## Zjednodušte své návyky




Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykneme. Náš program Easy start vám poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku.

## Šetrné každodenní bělení



Přirozeně si vybělte zuby díky naší unikátní sonické technologii. Tato hlavice kartáčku pomáhá odstranit každodenní skvrny od potravin a nápojů, takže váš úsměv bude po každém čištění o něco zářivější.

## QuadPacer a Smartimer



Na důkladné vyčištění zubů postačí 2 minuty. Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili optimální dobu čištění v každé části úst. Časovač SmarTimer vás zase upozorní na uplynutí celkového času čištění. Společně vám pokaždé pomohou dodržet doporučenou délku čištění.

# Specifikace

## Spotřeba

Napětí: 110–220 V

## Technické údaje

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: NiMH

## Design a provedení

Barva: Fialková

## Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

## Snadné použití

**Tělo kartáčku:** Tenký ergonomický design  
**Indikátor baterie:** Kontrolka zobrazuje stav baterie

**Systém kartáčkových hlavice:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Výdrž baterie:** Až 2 týdny

## Balení obsahuje

**Tělo kartáčku:** 1 Philips Sonicare for Teens cestovní pouzdro: 1

**Kartáčkové hlavice:** 1 ProResults plaque control, 1 ks InterCare, standardní velikost

**Nabíječka:** 1

## Výkon čištění

**Výkon:** Odstraňuje až 7x více plaku\*

**Frekvence:** Až 31 000 stěrů za minutu

**Přínos pro zdraví:** Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

**Časovač:** Quadpacer a SmarTimer

## Režimy

**Clean:** Pro výjimečné každodenní čištění

