

PHILIPS

Cepillo dental eléctrico
sónico con app

Series 7900 Advanced
Whitening

Conexión del cepillo más fácil

Sensor de presión incorporado

Recono. smart de cabezal

4 modos, 3 intensidades

HX9631



Todo lo que necesitas para una correcta salud bucal

Dientes más blancos en 1 semana

Mantener unos hábitos de cepillado dental adecuados no es fácil. La serie 7900 te guiará entre revisión y revisión al dentista. Aprende cuándo debes ajustar la presión con los sensores inteligentes integrados y utiliza el informe de progreso en la aplicación para ayudarte a mantener tu rutina de cepillado dental.

Probado, mejora la higiene bucal

- Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual
- Blanquea los dientes en solo una semana

Disfruta de un diseño elegante y fácil de usar

- El estuche de carga USB para viaje carga tu cepillo en cualquier parte
- Fácil de cargar y con estilo

Let ExpertClean adapt to your needs

- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales de cepillado
- Experiencia de cepillado personalizada
- Avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza
- BrushSync selecciona automáticamente el mejor modo

Stay on track with personalized guidance

- Guía para iniciar y mantener unos hábitos saludables

Destacados

Dientes más blancos de forma natural



Coloca el cabezal de cepillado Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas han demostrado que blanquean los dientes en tan solo una semana.

Di adiós a la placa



Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual.

Sensor de presión incorporado



Puede que no notes que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero el ExpertClean sí. Si necesitas aliviar la presión, este cepillo dental inteligente emitirá un sonido intermitente. Es un recordatorio de que debes dejar que el cabezal

de cepillado trabaje. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

Recono. smart de cabezal



Los cabezales de cepillado inteligentes garantizan que siempre utilices el modo e intensidad adecuados para una limpieza óptima. Por ejemplo, si estás utilizando el cabezal de cepillado Cuidado de las encías G3 Premium, la tecnología BrushSync de la serie 7900 sincronizará automáticamente el cabezal de cepillado con el modo Cuidado de las encías para ayudar a mantener las encías limpias y sanas.

Recordatorio de sustitución BrushSync




Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo, por lo que querrás vigilar el tuyo para asegurarte de que realizas una limpieza excelente en todo momento. Nuestra tecnología BrushSync realiza un seguimiento del tiempo que llevas utilizando el cabezal del cepillo y de su intensidad de uso. El recordatorio de sustitución de BrushSync que aparece en el mango y un pitido corto te avisan cuando llega el momento de sustituirlo.

4 modos, 3 intensidades



La serie 7900 incluye los modos Limpieza, Blanqueamiento, Cuidado de las encías y Limpieza en profundidad para satisfacer tus necesidades de cepillado. El modo Limpieza permite una limpieza diaria excepcional. El modo Blanqueamiento elimina las manchas y el modo Cuidado de las encías proporciona una limpieza tan suave como eficaz. El modo Limpieza en profundidad te proporciona una limpieza profunda tonificante. Las tres intensidades te permiten elegir entre un ajuste más alto para potenciar la limpieza y uno más bajo si tienes la boca sensible.

Sensor de presión incorporado



Puede que no notes que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero la serie 7900 sí. Si necesitas aliviar la presión, para no dañar las encías, el cepillo dental emitirá un sonido intermitente. Es un recordatorio de que debes dejar que el cabezal de cepillado trabaje. Siete de cada diez personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.


Series 7900 Advanced Whitening

Cepillo dental eléctrico sónico con app

HX9631/18

Destacados

Informe de progreso



La serie 7900 te ofrece la orientación que necesitas para mejorar y mantener unos hábitos de cepillado saludables entre cada revisión del dentista. Los sensores inteligentes integrados te permiten saber si estás ejerciendo demasiada presión y, si conectas tu experiencia de cepillado a la aplicación Sonicare, el informe de progreso

personalizado te ayudará a seguir el programa para comprobar lo que has mejorado con el tiempo.

Batería de larga duración



La serie 7900 durará hasta dos semanas con una sola carga y un uso normal.

Carga en cualquier parte



Ahora puedes cargar tu cepillo dental en cualquier parte con el nuevo estuche de viaje de carga. La carga se puede realizar con un puerto USB o una toma de corriente.

Especificaciones

Actualización del producto

Periodo de asistencia: Philips proporcionará las actualizaciones de seguridad necesarias hasta el 31 de diciembre de 2026.

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de cepillado conectada

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días**

Consumo de energía: En espera sin pantalla <0,5 W

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Rosa

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android, Tablet con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera generación o superior, iPhone 4S o superior, con sistema operativo iOS7, con iOS7 o superior

Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Recordatorio de sustitución: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Piezas incluidas

Mango: 1 Serie 7900

Cabezales: 4 Blanqueamiento Optimal W2

Estuche de viaje: Estuche de carga USB para viaje

Cargador: 1

Stand para cepillo dental: 1

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 7 veces más placa*

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los dientes en 1 semana

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional
3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Limpieza en profundidad+: Para una limpieza en profundidad vigorizante

Cuidado de las encías: Especial atención a las muelas

Blanqueamiento: Para eliminar las manchas superficiales

Emparejamiento de modo BrushSync

Blanqueamiento Optimal W2: Emparejamiento con el modo Blanqueamiento

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

Tecnología BrushSync: el cabezal de cepillado inteligente, Conecta el mango inteligente y

Asistencia de software

Actualizaciones de software: Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra.

