

# PHILIPS

## sonicare



### 구강 세정기

#### Cordless Power Flosser 3000

Quad Stream 기술

Pulse Wave가 안내하는 세정



HX3826/33

## QuadStream 기술로 재탄생한 치간 세정

세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다

치아 사이를 간편하게 세정하여 잇몸 건강을 챙기세요. 고유의 Quad Stream 팁으로 매번 적은 노력으로 많은 부위를 세정할 수 있어 올바른 치간 세정이 더 쉬워집니다.

#### Easy and convenient

- 간편한 사용법
- 채우기 쉬운 250ml 급수통
- USB-A-소형 플러그 케이블로 범용 고속 충전
- 부분 세정을 위한 표준 팁

#### Faster, more effective flossing

- 2가지 치간 세정 모드, 3단계 강도 조절
- 60초만에 완벽한 세정
- Pulse Wave 기술이 안내하는 치간 세정
- Quad Stream 기술로 더 빠르고 효과적인 치간 세정

#### 향상된 기술을 통한 간편한 세정 효과

- Quadstream 기술: 잇몸선 아래에서부터 플라그를 제거합니다


# Cordless Power Flosser 3000

구강 세정기

HX3826/33


## 주요 제품

### Quad Stream 기술




독특한 교차 모양의 Quad Stream 팁이 4개의 물줄기를 분사해 치아 사이와 잇몸을 따라 더 넓은 면적을 세정합니다. 번거롭게 치실을 사용하지 않고도 더 빠르고 깊게 세정할 수 있습니다.

### 잇몸선 아래에서부터 제거합니다



Quadstream 기술은 치주낭 6mm 깊이에서부터 플라그를 최대 99% 제거합니다.

### Pulse Wave 기술



딥 클린 모드에서는 부드러운 물살이 치아 사이사이를 안내하므로 언제나 제대로 세정할 수 있습니다.

### 2가지 양치 모드, 3단계 강도 조절



미소에 맞는 세정 모드를 선택하세요. 세정 모드는 효과적인 일상 세정을 위한 연속적인 흐름을 제공합니다. 딥 클린 모드는 보다 완벽한 세정을 위해 펄스를 사용합니다. 편안함을 위해 강도 수준을 조절할 수 있습니다.

### 60초만에 완벽한 세정




360도 회전하는 노즐로 닿기 힘든 곳에 접근하여 어떤 방향으로든 기기를 사용할 수 있습니다. 처음부터 끝까지 60초 안에 완전한 360° 세정이 가능합니다.

### USB-A-소형 플러그 케이블로 고속 충전




USB-A-소형 플러그 케이블로 편리하게 충전할 수 있습니다. 한 번의 충전으로 최대 14일 동안 청소할 수 있습니다.

### 250ml 급수통



용량 250ml의 급수통은 권장되는 60초 세정에 필요한 물을 충분히 담을 수 있습니다. 간단히 돌려서 제거하거나 옆면 채우기 도어를 사용하여 쉽게 물을 보충할 수 있습니다.

### 간편한 사용법



손쉽게 움직이고 눌러서 더 효과적으로 치간을 세정해 보세요. 치아 사이와 잇몸을 따라 팁을 움직이면 알아서 모든 세정이 이루어집니다!

### 부분 세정을 위한 표준 팁



표준 단일 스트림 팁은 부위 세정을 위한 압력을 강화하고 필요한 경우 음식 찌꺼기를 제거합니다.

# Cordless Power Flosser 3000

구강 세정기

HX3826/33

## 사양

### 소비전력

전압: 다중 전압 충전기

### 디자인 및 마감

색상: 블랙

### 서비스

보증: 구입 후 2년

### 편리한 사용

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

노즐 액세서리: 간편한 탈부착

### 성능

세척: 60초~90초 내 구강 전체 세정

### 구성품

무선 파워 치간 세정기: 1개

F1 표준 노즐: 1개

F3 Quad Stream 노즐: 1개

여행용 가방: 1개

USB 충전 케이블: 1개

USB 벽면 어댑터: 1개

### 모드

세정: 매일매일 완벽한 깨끗함

딥 클린: 치아 사이 딥 클린

강도 조절: 3

### 구강 건강 관리 효과

플라그 제거: 세정 부위의 플라그를 최대 99% 제거합니다

잇몸선 아래: 잇몸선 아래에서부터 플라그를 최대 99% 제거합니다\*\*



\* 시험관 연구 결과로 실제 사용 결과는 다를 수 있습니다.  
\* \*\*실험 연구에서(실제 결과는 다를 수 있음) 6mm 치주낭 모델의  
가장 안쪽 2mm 지점