

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

ProtectiveClean
4700

Sensor de presión incorporado

2 modos de limpieza

1 x función BrushSync



HX6483



Dientes más limpios con un cepillado suave.

Elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo manual

Nota la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que eliminas hasta 10 veces más placa que con un cepillo dental manual

Probado, mejora la higiene bucal

- Mayor superficie de contacto para eliminar la placa

Innovative technology

- Un empujoncito suave para un cepillado agradable y sencillo
- Los pacientes aprovechan al máximo los cabezales de cepillado
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo
- Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Optimiza tu cepillado

- Modo de limpieza y cuidado de las encías

Designed around your patient

- La mejor manera de acostumbrarte a tu nuevo cepillo
- Fomentando un cepillado a fondo

Destacados

Elimina hasta 10 veces más placa*



El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium ofrece nuestra limpieza más profunda. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto** y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso*.

¿Demasiada presión?



Es posible que los pacientes no se den cuenta de que se cepillan los dientes con demasiada fuerza, pero el cepillo dental sí. Si empiezan a tomarla con sus encías, el cepillo dental producirá un sonido intermitente para que reduzcan la presión.

Modo de limpieza y cuidado de las encías



Si deseas centrarte en la eliminación de la placa y conseguir unas encías sanas de forma duradera, este cepillo tiene un modo para ti: el modo Limpieza permite una limpieza superior y el modo Cuidado de las encías

añade un minuto adicional de cepillado de menor intensidad, de modo que puedas masajear suavemente las encías.

Tecnología BrushSync



Una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios inteligentes de sustitución.

Recordatorios de sustitución inteligente



Todos los cabezales de cepillado se desgastan con el tiempo. Sin embargo, tenemos la solución: nuestra tecnología de reconocimiento de cepillado inteligente registra durante cuánto tiempo los pacientes han estado utilizando el cabezal de cepillado y con qué presión. Cuando llega el momento de reemplazarlo, una luz en el mango y un pitido corto avisará. Así, pueden estar seguros de que sus cabezales de cepillado funcionan correctamente todo el tiempo.

Programa Easy-Start



Cuando haces algo nuevo, siempre hay un periodo de adaptación. Por eso, nuestro programa EasyStart te da la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental.

Temporizadores útiles



Nuestro Quadpacer permite a tus pacientes saber cuándo han empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro Smartimer informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

Tecnología Philips Sonicare



Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Especificaciones

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): Hasta 2 semanas

Pila: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Blanco menta

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Indicador de batería: El indicador muestra el estado de la batería

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Piezas incluidas

Estuche de viaje: Estuche de viaje rígido

Cabezales: 1 Control antiplaca Premium C3, 1

Cuidado de las encías Premium G3, 1

Blanqueamiento Optimal W2c compacto

Cargador: 1

Mango: 1 ProtectiveClean

Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Ayuda a reducir las caries

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Temporizador: QuadPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

Cuidado de las encías: Masajea suavemente las encías

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

