

PHILIPS



IPL-ontharingsapparaat
met SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin-sensor

1 intelligent opzetstuk: lichaam

Lumea IPL-app

Gebruik met snoer



BRI940/00

Persoonlijke behandeling met SenseIQ

Geniet 12 maanden lang van een zijdezachte huid*

Geniet van een snelle en persoonlijke behandeling met onze Lumea IPL 8000-serie. SenseIQ-technologie met slimme opzetkoppen en Lumea IPL-app voor een langdurig gladde huid.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit
- Extra lange kabel voor extra flexibiliteit tijdens behandelingen

Oplossing voor lichaam

- Oplossing voor lichaam met 1 slim opzetstuk
- Geschikt voor de meeste huidskleuren en haarkleuren

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Zacht en comfortabel met SenseIQ
- Optimaliseer uw routine met de Philips Lumea IPL-app

Lumea IPL 8000 Series

IPL-ontharingsapparaat met SenselQ

BRI940/00

Kenmerken

2x per maand voor snelle resultaten



Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.

SenselQ-technologie



Lumea 8000-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest comfortabele instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandeling aan voor elke lichaamszone.

Extra lange kabel



Handig in gebruik dankzij een extra lange kabel voor eenvoudige toegang en verbeterde beweegbaarheid.

1 slim opzetstuk



Het speciaal ontworpen opzetstuk is naar binnen gebogen voor optimaal huidcontact bij het behandelen van grote oppervlakken zoals de benen. Een op maat gemaakt programma wordt geactiveerd bij aansluiting.


Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen



Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor

eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Philips Lumea IPL-app



Onze gratis coaching-app helpt u met het plannen en vasthouden van uw behandelingschema, en leidt u stapsgewijs door iedere sessie. Door meer dan 2,1 miljoen gebruikers gedownload.

Voor de meeste huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot donkerbruin (I-V).

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen,
Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde
lichaamsbehandeling: benen, armen en buik

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Bescherm uw huid
tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat
het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het
juiste moment

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Met of zonder snoer te gebruiken: Gebruik met
snoer

Technische specificaties

Spanning: 100-240 volt

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 450.000
pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp
van 39 jaar**

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar
extra garantie bij productregistratie binnen 90
dagen

Meegeleverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Opbergetui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Behandeltijd

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Onderbenen: 8,5 min.

