

Philips Philips Avent
Мембрана на
електрическа помпа за
кърма

Бяло
Помпи за кърма

CP1680/01



Създава необходимия вакуум за изцеждане

Проверете за съвместимост по-долу

Тази силиконова мембрана създава вакуум, който е необходим за изцеждане на кърма. За използване с електрически помпи за кърма.

PHILIPS

Спецификации

Пасва на продуктови типове

- SCF330/11: SCF330



Дата на издаване
2024-08-05

Версия: 6.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си
притежатели.

www.philips.com