

# PHILIPS

## sonicare



Akku-Zahnbürste

DiamondClean  
Smart 9400

Bis zu 20 x mehr Plaque-  
Entfernung\*

Um bis zu 15 x gesünderes  
Zahnfleisch\*\*

Visueller Drucksensor

4 Putzmodi, 3 Intensitäten



HX9918/89

## Komplette Pflege für Ihre Mundhygiene

Entfernt sanft bis zu 20 x mehr Plaque\*

Genießen Sie umfassende Pflege mit der elektrischen Philips Sonicare DiamondClean Smart Electric Zahnbürste – für bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch\*\* und weißere Zähne\*. Die intelligente, App-vernetzte Technologie sorgt bei jedem Putzen für ein personalisiertes Erlebnis.

### Putzen leicht gemacht

- Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis
- Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor
- Feedback in Echtzeit und Putzeinblicke

### Für Ihren Lifestyle entwickelt

- Mit Sorgfalt für die Dentalpflege entwickelt
- Putzen Sie weiterhin mit optimaler Leistung dank Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes
- 14 Tage für regelmäßige Reinigung

### Fühlen Sie die Pflege von Sonicare


- 20 x effektiver bei Plaque\*, sanft zum Zahnfleisch
- Sonicare Flüssigkeitsströmung

# DiamondClean Smart 9400

Akku-Zahnbürste

## Besonderheiten

### Unsere beste Plaque-Entfernung




Jeder putzt seine Zähne anders. Daher haben wir diesen Bürstenkopf mit mehrwinkligen Borsten entwickelt, um Plaque-Entfernung auf Kurs zu halten, unabhängig von Ihrer Technik. Unser All-in-One A3 Bürstenkopf bietet unsere beste Reinigung und entfernt bis zu 20 x mehr Plaque, liefert 15 x gesünderes Zahnfleisch in sechs Wochen und bis zu 100 % mehr Fleckenentfernung in weniger als zwei Tagen im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

### Sonicare Flüssigkeitsströmung



Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effizient Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit bis zu 62.000 Borstenbewegungen pro Minute. Die Sonicare Flüssigkeitsströmung unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

### Visueller Drucksensor



Diese elektrische Sonicare Zahnbürste verfügt über einen Leuchtring an der Basis, der Sie freundlich darüber informiert, wenn Sie zu viel


Druck ausüben. Wenden Sie einfach weniger Druck an, sobald er leuchtet, um Ihr Zahnfleisch zu schonen.

### Modi und Intensitäten



Verbessern Sie Ihre Zahnpflegeroutine mit 12 Putzeinstellungen. Egal, ob Sie nach einer gründlichen Reinigung oder einem bestimmten Fokus suchen, diese elektrische Zahnbürste ist genau das Richtige für Sie. Wählen Sie aus fünf Putzprogrammen – Clean, White+, Gum Health und Deep Clean – und stellen Sie diese auf eine von drei Intensitätsstufen für eine personalisierte Reinigung ein.

### Sonicare App



Erreichen Sie Ihre Ziele im Bereich Mundhygiene mit Ihrer Sonicare Zahnbürste und App. Die beiden Teile bieten Ihnen eine nahtlose Putzanleitung, Feedback in Echtzeit und Einblicke, die Ihre Putzroutine verbessern. Dank fortschrittlicher Coaching- und Fortschrittskontrolle holen Sie das Beste aus jeder Putzeinheit heraus. Damit sind Sie unaufhaltbar.


HX9918/89

### Hochwertiges Design und Zubehör



Vom schlanken Design bis zum schlichten Ladeglas – diese elektrische Zahnbürste wurde von unseren engagierten Designern und Ingenieuren mit Liebe zum Detail entwickelt. Außerdem schützt das kompakte Reiseetui Ihre Zahnbürste überall.

### Erinnerungsfunktion



Wussten Sie, dass Bürstenköpfe nach drei Monaten an Effektivität verlieren? Zahnmedizinisches Fachpersonal empfiehlt, den Bürstenkopf regelmäßig zu wechseln. Deshalb verfügen Philips Sonicare Zahnbürsten über die Erinnerungsfunktion zum Austauschen des Bürstenkopfes. Diese erfasst, wie oft und mit welchem Druck Sie Ihre Zähne putzen, und erinnert Sie dann daran, Ihren Bürstenkopf zu gegebener Zeit auszutauschen.

### 14 Tage Akkulaufzeit



Eine vollständige Ladung hält bis 14 Tage regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort in Ihrer täglichen Putzroutine.

# DiamondClean Smart 9400

Akku-Zahnbürste

HX9918/89

## Daten

### Intensitätsstufen

**Hoch:** Für eine noch bessere Reinigung

**Mittel:** Für die tägliche Reinigung

**Niedrig:** Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

### Leistung

**Stromspannung:** 100 bis 240 V

### Technische Daten

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** 14 Tage

**Energieverbrauch:** Standby ohne Anzeige <0,06 W

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

### Design und Materialausführung

**Farbe:** Schwarz

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

**Software-Support:** Philips bietet für 2 Jahre ab Kaufdatum entsprechende Softwareaktualisierungen an.

### Kompatibilität

**Kabellose Bluetooth-Technologie:** Verbundene Sonicare App

**Android-Kompatibilität:** Android-Telefone mit Bluetooth 4.0 oder höher

**iOS-Kompatibilität:** iPhone mit Bluetooth 4.0 oder höher

### Benutzerfreundlichkeit

**Handstück:** Schlankes und kompaktes Design

**Akkuanzeige:** Beleuchtetes Symbol zeigt

Akkustand an

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Timer:** BrushPacer und SmartTimer

### Artikel enthalten

**Handstück:** 1 DiamondClean Smart 9400

**Bürstenköpfe:** 4 x A3 All-in-One

**Ladegerät:** 1 Ladebasis und -glas

**Reiseetui:** 1 Reiseladeetui

### Reinigungsleistung

**Plaque-Entfernung:** 20 x effektiver\*

**Gesundes Zahnfleisch:** Um bis zu 15 x gesünderes Zahnfleisch\*\*

**Weißer Zähne:** Entfernt bis zu 100 % mehr Verfärbungen\*\*\*

**Geschwindigkeit:** 62.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

### Programme

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Deep Clean+:** Für eine besonders gründliche Reinigung

**Gesundes Zahnfleisch:** Massiert sanft das Zahnfleisch

**White+:** Hilft oberflächliche Verfärbungen zu entfernen

### Intelligente Sensor-Technologie

**Druck-Feedback:** Ring leuchtet violett, Vibration und pulsierendes Geräusch

**Erinnerungsfunktion:** informiert Sie, wenn der Bürstenkopf ausgewechselt werden sollte

### Sonicare App

**Nachverfolgung und Fortschrittsberichte:** Verfolgen Sie Ihre Putzgewohnheiten und Verbesserungen im Laufe der Zeit mit detaillierten Daten und personalisierten Erkenntnissen.

**Echtzeit-Coaching:** Erhalten Sie Feedback zu Druck, Bewegung und Putzfläche, um Ihre Putztechniken beim Putzen zu verbessern.

**Personalisierte Gesundheitstipps:** Erhalten Sie Tipps zum Putzen basierend auf Ihren Putzmustern und -gewohnheiten.

### Consumer Trade Item

**Height:** 25.25 cm

**Width:** 17.15 cm

**Length:** 11.13 cm

**Net weight:** 0.846 kg

**Gross weight:** 1.077 kg

**GTIN:** 8720689031059

**Country of origin:** CN

**Harmonized system code:** 85098000

### Außenkarton

**Height:** 35.24 cm

**Width:** 26.35 cm

**Length:** 18.42 cm

**Net weight:** 2.538 kg

**Gross weight:** 3.576 kg

**GTIN:** 18720689031056

### Pallet Layer

**Height:** 35.24 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

### Palette

**Height:** 96.79 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

**Net weight:** 91.368 kg

**Gross weight:** 153.996 kg

**GTIN:** 68720689031051

