

PHILIPS

AVENT



Elektrisk brystpumpe Premium Plus

Dobbelt

Premium plus

Genopladeligt batteri

Timerdisplay



SCF394

Inspireret af baby. Godt for mor

Med Natural Motion-teknologi løber mælken hurtigere til*

Træd ind i en ny æra af udtryk med Philips Avent elektrisk brystpumpe. Perfekt balance mellem suge- og brystvortestimulation, inspireret af babyens drikkerhythme og med en blød pude, der nænsomt tilpasser sig din brystvortes størrelse og form. Se mere nedenfor.

Andre fordele

- Valg af den rigtige gennemstrømningshastighed til din baby

Alsidedig og brugervenlig

- Få dele og intuitiv opsætning
- Pause-/startfunktion
- Hukommelsesfunktion
- Støjsvag motor giver mulighed for diskret brug hvor som helst
- Brystpumpetaske og -pose
- Personligt tilpasset oplevelse, 8 + 16 indstillingsniveauer

Blid og behagelig


- Blød og fleksibel silikonepude i én størrelse
- Udmalk uden at læne dig forover

Udmalk mere mælk på kortere tid*

Genopladeligt batteri og timerdisplay


Vigtigste nyheder

Hurtigere mælkestrøm*



Udmalk mere mælk på kortere tid* med en pude, der stimulerer brystet til at udmalke mælk ligesom en baby. Den kan nemt justeres fra stimuleringsstilstand til udmalkningsstilstand og anvender den helt rigtige mængde stimulering af brystvorten og sugning for at øge mælkestrømmen. Baseret på resultater fra tidspunkt for start af mælkestrømmen (tid til Milk Ejection Reflex - MER, også kaldet nedløbsrefleks).*

Tilpasser sig din brystvorte



En størrelse passer til alle. Fordi vi alle har forskellige former og størrelser, bøjer silikonepuden sig og tilpasser sig blidt til din brystvorte. Den passer til 99,98 % af alle brystvortestørrelser* (op til 30 mm).

Det er vigtigt at finde den rigtige sut



Hvis dit nyfødte barn konsekvent ikke får nok mælk i forbindelse med madningen, eller hvis barnet har vanskeligt ved at få mælk, skal du

skifte til en sut med en højere flowhastighed. Hvis der opstår vedvarende problemer med madningen, skal du kontakte en sundhedsfaglig.

Find den rigtige gennemstrømningshastighed



Alle babyer spiser forskelligt og udvikler sig i deres eget tempo. Vi har designet en række forskellige gennemstrømningshastigheder, så du kan finde den perfekte til din baby og tilpasse flasken præcis til jer. Alle Natural Response-sutter er lavet af blød silikone.

Sid behageligt



Føl dig afslappet under udmalkning takket være et design, der giver dig mulighed for at sidde oprejst i stedet for at læne dig forover. Du behøver ikke læne dig forover - klinisk dokumenteret behagelig stilling under udmalkning*. Baseret på resultater fra kliniske forsøg af produktet med 20 deltagere (2019): 90 % af deltagerne finder stillingen under udmalkning behagelig (enkelt elektrisk). 95 % af deltagerne finder stillingen under udmalkningen behagelig (dobbelt elektrisk).

Tilpas til dine behov



Finjuster hver session efter dine behov med en lang række stimulerings- og udmalkningsindstillinger. Vores brystpumpe har 8 stimulerings- og 16 udmalkningsniveauer, der giver en personligt tilpasset oplevelse.

Udmalk diskret hvor som helst



Udmalk når som helst og hvor som helst takket være vores støjsvage motor med et slankt design.

Nem at bruge, når du er på farten



Tag den med dig uden at skulle bekymre dig om en strømforsyning. Vores genopladelige batteri leveres med en mikro-USB-adapter og holder op til 3 sessioner på en enkelt fuld opladning.

Vigtigste nyheder

Nem rengøring og opsætning



Vores lukkede udmalkningssystem betyder, at mælken holdes uden for slangen, så der er mindre at rengøre. Færre dele gør det også nemt at sætte dem sammen igen.

Gem dine foretrukne indstillinger



Ved du, hvad du kan lide? Brystpumpen husker automatisk dine seneste indstillinger, så alt, hvad du skal gøre, er at sætte dig ned og trykke på start.

Sæt på pause, når du har lyst



Hvis du har brug for at justere eller holde en pause, er start/pause-knappen altid lige ved hånden.

Registrer din pumpetid

Se, hvor længe du udmalker på hvert bryst og din samlede pumpetid med den digitale timerskærm.

Brystpumpetaske og -pose



Brug den skræddersyede taske og isoleringsposen til at tage pumpen med dig, uden at den fylder for meget.

Specifikationer

Strøm

Netspænding: 100 - 240 V

Materiale

Brystpumpe: BPA-fri* (kun dele, der kommer i kontakt med fødevarer)

Hvad følger med

Rejsetaske: 1 stk.

Engangsammeindlæg: 2 stk.

Udmalkningsæt: 2 stk.

Isoleringspose: 1 stk.

Mikro-USB-adapter: 1 stk.

Motorenhed (genopladelig): 1 stk.

Forseglingsdisk: 2 stk.

125 ml flaske: 2 stk.

Langsom sut: 2 stk.

Funktioner

Blød og fleksibel pude: Blid stimulering



* Baseret på resultater fra start af mælkestrømmen (time to Milk Ejection Reflex-MER, også kaldet nedløbsrefleks) fra et klinisk forsøg med 20 deltagere (Holland, 2019) sammenlignet med tid til MER-resultater for andre Philips-forgængerers pumpeteknologi fra Feasibility-undersøgelse med 9 deltagere (Holland, 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 deltagere, Israel); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 kaukasiske deltagere, USA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 deltagere, Australien).

* Baseret på spørgeskemaresultater for 1k pude fra klinisk forsøg med 20 deltagere (Holland, 2019)

* BPA-fri brystpumpe: Kun i forhold til flasken og andre dele, der kommer i kontakt med modermælken. I henhold til EU-forordning 10/2011