

Philips Philips Avent
Haste para diafragma

Branco
Extratores de leite

CP1970/01



Cria o vácuo necessário para a extração

Verifique a compatibilidade abaixo

A haste conecta a alça à bomba, o que permite o movimento do diafragma para criar o vácuo. Isso resulta no fluxo do leite.

PHILIPS

Especificações

Peças de substituição

- Próprio para os produtos: SCF430/01 SCF430/03

SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15 SCF430/16
SCF430/20 SCF430/30 SCF441/01



Data de emissão
2024-08-20

Versão: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com