

Philips Philips Avent
Filtro do esterilizador

Esterilizadores
Branco

CP1233



Filtra o ar utilizado para secagem

Verifique a compatibilidade abaixo

O filtro da entrada de ar mantém as partículas de poeira fora da câmara do esterilizador durante o processo de secagem dos itens esterilizados.

PHILIPS

Especificações

Peça de substituição

- Próprio para os tipos de produtos:: SCF291,

SCF293



Data de emissão
2024-08-21

Versão: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com