

PHILIPS

sonicare



Poetsinstructiepakket
incl. handle

6100

Hard tegen tandplak. Zacht voor
je tandvlees

2 poetsstanden (Clean &
Sensitive) en 3 intensiteiten

Verbeterde poetsdruksensor

Levensduur batterij 21 dagen



HX7408/01

Poetsinstructiepakket incl. handle & 60 opzetborstels

Tot 20 keer betere tandplakverwijdering*

Hard tegen tandplak. Zacht voor je tandvlees De Philips Sonicare 6100 beschikt over de nieuwe generatie Sonicare-technologie, een speciale gevoelige modus, 3 opzetborstels voor tandplak, gevoeligheid en witmaken en heeft een lage intensiteit. Bovendien is er een druksensor voor als gebruikers te hard poetsen.

Zachte, superieure reiniging

- Complete verzorging voor een gezondere mond

Moeiteloos poetsen

- Bescherm tandvlees met zichtbare druksensor
- Weet altijd wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel
- Geef uw poetsbeurt een persoonlijk tintje met 6 poetsstanden

Superieure reiniging

- Sonicare-technologie van de volgende generatie

Ontworpen voor uw lifestyle

- Tot wel 3 weken poetsen met één keer volledig opladen
- Optimaliseer de poetsbeurt met SmarTimer en QuadPacer
- Lasergelast, dus sterk en duurzaam


Kenmerken

A3 All-in-One en S2 Sensitive



De A3 Premium All-in-One-opzetborstel is ontworpen met oog voor patiënten. Met de A3-opzetborstel kunnen patiënten tot 20x meer tandplak verwijderen*, bereiken ze tot 15x gezonder tandvlees** en verwijderen ze tot 100% meer vlekken***. En dankzij de nieuwe S2 Sensitive-opzetborstel met de zachtste borstelharen van Sonicare kunnen patiënten een zachte reiniging uitvoeren die tot 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen*.

Next-gen Sonicare-technologie



Geniet van een ontspannen poetservaring en een nieuw niveau van mondverzorging met de volgende generatie Sonicare-technologie. Tijdens het poetsen past het innovatieve magnetische systeem van de tandenborstel de poetskracht aan tijdens elke reiniging voor optimale prestaties met 62.000


borstelbewegingen per minuut, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Daarnaast helpt de dynamische reinigingsfunctie de opzetborstel om tandplak te verwijderen, voor een volledige reiniging bij elke poetsbeurt.

6 poetsstanden



De Philips Sonicare 6100 is ontworpen voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees en biedt patiënten de mogelijkheid te kiezen tussen twee poetsmodi. De Sensitive-modus biedt een zachte, grondige reiniging, terwijl de Clean-modus gericht is op het verwijderen van tandplak voor een superieure reiniging. Voor een persoonlijke reiniging kunnen patiënten elke modus combineren met een van de drie intensiteitsniveaus, van Hoog tot Laag, voor een poetsbeurt die precies goed is.

Druksensor met lichtring



Patiënten merken het misschien niet als ze te hard poetsen, maar deze tandenborstel merkt het wel. De slimme optische sensor signaleert nauwkeurig overmatige poetsdruk en knippert vervolgens paars terwijl de trillingen worden verminderd. Patiënten weten zo altijd wanneer ze de poetsdruk moeten aanpassen en hun tandvlees blijft beschermd.


BrushSync-vervangingsherinnering



De opzetborstel regelmatig vervangen is belangrijk voor een goede mondhygiëne. Met de BrushSync-technologie kunnen patiënten hun opzetborstel eenvoudig optimaal laten presteren. Door de gebruiksfrequentie en de poetsintensiteit bij te houden, herinnert de innovatieve technologie patiënten eraan wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel.

Kenmerken

Timer van 2 minuten en poetspace



Twee minuten is alles wat patiënten nodig hebben voor een volledige reiniging, dus onze SmarTimer laat patiënten weten wanneer de tijd om is. Voor een gelijkmatige reiniging van de hele mond verdeelt de BrushPacer poetsbeurten in segmenten, waarbij een lichte trilling een teken is om verder te gaan. Dit helpt patiënten elke poetsbeurt een gelijkmatige reiniging te realiseren.

Duurzaam ontwerp



We hebben onze Philips Sonicare-tandenborstels van binnenuit opnieuw ontworpen om sterk, licht en duurzaam te zijn. Dankzij ons geavanceerde laserlasproces kunnen patiënten met deze tandenborstels jarenlang poetsen.

Tot wel 3 weken tussen oplaadbeurten



Deze tandenborstel heeft een hoogwaardige batterij die is ontwikkeld om de poetservaring te verbeteren. Met één keer opladen kunnen patiënten tot drie weken lang regelmatig poetsen voordat ze de batterij opnieuw moeten opladen.

Specificaties

Intensiteiten

Hoog: Om nog beter schoon te maken

Medium: Voor dagelijkse reiniging

Laag: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Vermogen

Spanning: 100-240 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

21 dagen

Energieverbruik: Stand-by zonder scherm <0,5 W

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Timer: SmarTimer en BrushPacer voor volledig en grondig poetsen

Opladen via USB-A: Stroomadapter niet meegeleverd

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 6100 oplaadbare tandenborstel

Opzetborstel: 30 S2 Sensitive, 30 A3 Premium All-in-One

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Verwijdering van tandplak: Tot 20x effectiever*

Gum Health: Tot 15x gezonder tandvlees***

Wittere tanden: Tot 100% minder aanslag**

Snelheid: 62.000 borstelbewegingen/min.

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Sensitive: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Slimme sensortechnologie

Feedback bij te veel druk: Lichtring gaat paars branden, Verminderde trilling en pulserend geluid

Vervangingsherinnering: BrushSync laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

