

PHILIPS

sonicare

מברשת שיניים קולית נטענת

7100

הסרה של עד פי 10 יותר פלאק

ארבעה מצבים, שלוש עוצמות

התראת לחץ חזותית

של פיליפס Sonicare אפליקציית



HX7423/01

*ניקיון מעולה עם עד פי 7 חניכיים בריאות יותר

*הסרה של עד פי 10 יותר פלאק

ארבע מצבי צחצוח, 3 Next-Generation Sonicare בעלת טכנולוגיית Philips Sonicare 7100 מברשת השיניים G3 Premium Gum Care דרגות עוצמה, התראת לחץ גלויה, וראש מברשת

ניקוי עדין, פרימיום

- חניכיים בריאות יותר עד פי 7 תוך שבועיים בלבד

הצחצוח הופך חסר מאמץ

- התאימו אישית את הניקוי שלכם עם 12 מצבי צחצוח
- מגנה על החניכיים שלכם בעזרת התראות הלחץ החזותי
- לדעת תמיד מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש
- של פיליפס Sonicare שפרו את השגרה שלכם עם אפליקציית

ניקוי מעולה

- החדשנית Sonicare טכנולוגיית

תוכנן לסגנון החיים שלכם

- הלחמה בלייזר לחוזה ועמידות
- עד 3 שבועות של צחצוח בטעינה מלאה אחת
- SmartTimer 1-QuadPacer מטבו הצחצוח שלכם באמצעות
- לנסוע בקלות עם נרתיק טעינה לנסיעות פרימיום


Highlights

G3 Premium Gum Care ראש מברשת



של פיליפס מסייעת לך להשיג חניכיים בריאות 7100 Sonicare G3 Premium Gum Care יותר לקבלת חיך בריא יותר. עם ראשי המברשת הזיפים עובדים קשה כדי להסיר פלאק לאורך קו החניכיים וכדי להעניק לך חניכיים בריאות יותר עד פי 7 בשבועיים בלבד**. הודות לעיצוב הרך והגמיש של ראש המברשת, הוא מתאים עצמו למתאר השיניים והחניכיים שלך כדי לבצע ניקוי עמוק**. תוך הסרת עד פי 10 יותר פלאק לעומת מברשת שיניים דינית

החדשנית Sonicare טכנולוגיית



ליהנות מחוויית צחצוח נהדרת ומרמה חדשה של טיפול בחניכיים החדשנית. בזמן שאתם מצחצחים Sonicare עם טכנולוגיית המערכת המגנטית החדשנית של מברשת השיניים מתאימה את עוצמת הצחצוח בכל פעולת ניקוי, ומספקת ביצועים מיטביים של 62,000 תנועות זיפים בכל דקה בדיוק, אפילו באזורים הקשים להגעה. בינתיים, פעולת נוזל דינמית תומכת בביצועים של ראשי הצחצוח על ידי שטיפה עדינה לאורך קו החניכיים בין כל שן, וכך מסייעת לכם להשיג ניקיון מלא בכל פעם שאתם מצחצחים


הגדרות צחצוח 12



של Sonicare 7100 אתם מעדיפים לצהחצוח שיניים בידיים עם פיליפס. ארבעה מצבי צחצוח עוזרים לטפל בבריאות החניכיים, בהלבנה, ברגישות ובניקוי היומיומי. מצב 'בריאות חניכיים' תומך בחניכיים בריאות על ידי עיסוי עדין לאורך קו החניכיים. מצב 'רגיש' מספק ניקוי עדין ויסודי, בעוד שמצב 'ניקיון' מתמקד בהסרת


פלאק לניקיון מעולה. לניקוי מותאם אישית, אתם יכולים לשלב כל מצב עם אחד משלוש רמות העוצמה, החל ב'גבוהה' עד 'נמוכה', לפעולת צחצוח שמתאימה בדיוק לכם

התראת לחץ של טבעת מוארת



יתכן שלא תשימו לב כשאתם מצחצחים בעוצמה רבה מדי, אך מברשת שיניים זו כן תרגיש בכך. החיישן האופטי החכם מזהה במדויק לחץ צחצוח עודף, ואז מהבהב בסגול ובמקביל מפחית את הרטט. תמיד תדעו מתי להתאים את הצחצוח שלכם, והחניכיים שלכם יישארו מוגנות

של פיליפס Sonicare אפליקציית



של פיליפס מבצעת בצורה חלקה צימוד עם Sonicare אפליקציית מברשת השיניים שלכם ותומכת בכך בשיפור ושמירה של בריאות הפה. האפליקציה שלנו עוקבת אחר התקדמות הצחצוח שלכם, מספקת הנחיות מותאמות אישית ודוחות התקדמות כדי שתקבלו תובנות חזותיות לגבי הצחצוח שלכם

טיימר של 2 דקות וקוצב צחצוח




SmarTimer שתי דקות זה כל מה שאתם צריכים לניקוי מלא, לכן שלנו מאפשר לכם לדעת מתי הגיע הזמן. לקבלת ניקוי אחיד בכל מחלק את הצחצוח שלכם למקטעים, עם הפסקה SmarTimer, הפה קלה ברטט שנותנת לכם סימן להמשיך. פעולה זו מסייעת לכם להגיע לניקוי אחיד בכל פעם שאתם מצחצחים

תזכורת להחלפת ראש המברשת - BrushSync



החלפת ראשי המברשת באופן סדיר היא חלק חשוב בשמירה על קל BrushSync בריאות טובה של הפה שלכם. בעזרת טכנולוגיית לשמור על ביצועי ראש המברשת ברמה הטובה ביותר. על ידי מעקב אחר תדירות השימוש ועוצמת הצחצוח שלכם, הטכנולוגיה החדשנית מזכירה לכם מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש

תוכנן להחזיק מעמד



Sonicare עיצבנו מחדש את מברשות השיניים של פיליפס מסדרת מפנים המברשת החוצה, כדי שתהיינה חזקות, קלות ועמידות. בזכות תהליך ההלחמה בלייזר המתקדם שלנו, מברשות השיניים שלנו תוכננו לצחצוח אצלכם במשך שנים רבות

עד 3 שבועות בין טעינות



מברשת שיניים זו משתמשת בסוללה בעלת ביצועים גבוהים שתוכננה לשיפור חוויית הצחצוח שלכם. בטעינה אחת, אתם יכולים ליהנות מעד שלושה שבועות של צחצוח לפני שיהיה עליהם לטעון אותה מחדש

Specifications

הפריטים הכלולים

ידית: 1 7100 מברשת שיניים נטענת
ראשי מברשת: 2 G3 Premium Gum Care
מטען: 1
נרתיק לנסיעות: 1 נרתיק טעינה לנסיעות
כבל USB-C: 1

מצבים

ניקוי: לניקוי יומיומי מיוחד
לבן: להסרת כתמים ממשטחים
לשיניים ולחניכיים רגישות: **Sensitive**
בריאות חניכיים: מעסה בעדינות את החניכיים שלך

עוצמות

גבוה: לשיפור הניקיון
בינוני: לניקוי יומיומי
נמוכה: לשיניים ולחניכיים רגישות

ביצועי ניקוי

**הסרת פלאק: יעילה יותר עד פי 10
*בריאות חניכיים: חניכיים בריאות יותר עד פי 7
מהירות: 62,000 תנועות צחצוח / דקה

קל לשימוש

תאימות הידית: ראשי מברשת בלחיצה קלה
ידית: עיצוב ארגונומי דק
לצחצוח מלא ויסודי i-BrushPacer ו-SmarTimer: טיימר
מחוון סוללה: הסמל המואר מציין את יתרת המתח בסוללה

טכנולוגיית חיישנים חכמה

משוב על לחץ: אור הטבעת מאיר בסגול, רטט וצליל פעימה
מופחתים
מודיע לכם, מתי להחליף את ראש BrushSync: תזכורת החלפה
המברשת

מפרט טכני

סוללה: נטענת
סוג סוללה: ליתיום-יון
משך הפעלה (ממלא עד לריק): 21 יום

שירות

אחריות: אחריות מוגבלת לשנתיים

חשמל

Vמתח: 100-240

תאימות

אלחוטית: אפליקציית הברשה מחוברת Bluetooth טכנולוגיית
Bluetooth 4.0 עם Android טלפונים של Android-תאימות ל
ומעלה.
ומעלה Bluetooth 4.0 עם iPhone: iOS-תאימות ל

עיצוב וגימור

צבע: כחול ניבי

