

PHILIPS

sonicare



Oplaadbare, sonische
tandenborstel

7100

Tot 10 keer betere
tandplakverwijdering

4 poetsstanden, 3 sterktes

Zichtbaar drukalarm

Philips Sonicare-app



HX7428/01

Perfect poetsen met tot 7x gezonder tandvlees*

Tot 10x meer tandplakverwijdering**

De Philips Sonicare 7100 beschikt over de nieuwe generatie Sonicare-technologie, 4 poetsmodi, 3 intensiteitsniveaus, een zichtbare drukwaarschuwing en onze G3 Premium Gum Care-opzetborstel.

Hoogwaardige, zachte reiniging

- Tot wel 7x gezonder tandvlees in slechts 2 weken*

Moeiteloos poetsen

- Bescherm tandvlees met de zichtbare druksensor
- Personaliseer uw poetsbeurt met 12 poetsmodi
- Verbeter de routine van patiënten met Philips Sonicare-app
- Weet altijd wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel

Superieure reiniging

- Sonicare-technologie van de volgende generatie

Ontworpen voor uw lifestyle

- Lasergelast voor sterkte en duurzaamheid
- Maak reizen eenvoudig met ons compacte, uiterst duurzame reisetui
- Optimaliseer poetsen met SmarTimer en BrushPacer
- Tot 3 weken poetsen met één keer volledig opladen


Kenmerken

G3 Premium Gum Care-opzetborstel



De Philips Sonicare 7100 helpt u met het behalen van gezonder tandvlees voor een gezondere glimlach. De borstelharen van de G3 Premium Gum Care-opzetborstel verwijderen tandplak langs het tandvlees, zodat u in slechts 2 weken tot wel 7x gezonder tandvlees kunt krijgen*. Dankzij het zachte, flexibele ontwerp van de opzetborstel past de opzetborstel zich aan de contouren van uw tanden en tandvlees aan voor een grondige reiniging en verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak dan een gewone handtandenborstel.

Next-gen Sonicare-technologie



Geniet van een ontspannen poetservaring en een nieuw niveau van mondverzorging met de volgende generatie Sonicare-technologie. Tijdens het poetsen past het innovatieve magnetische systeem van de tandenborstel de poetskraft aan tijdens elke reiniging voor optimale prestaties met 62.000 borstelbewegingen per minuut, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Daarnaast helpt de dynamische reinigingsfunctie de opzetborstel om tandplak te verwijderen, voor een volledige reiniging bij elke poetsbeurt.

12 poetsmodi




Patiënten kunnen poetsen zoals ze willen met de Philips Sonicare 7100. De vier poetsmodi helpen ze bij de verzorging van hun tandvlees, wittere tanden, gevoeligheid en dagelijkse reiniging. De Gum Health-modus ondersteunt gezond tandvlees door het tandvlees voorzichtig te masseren. De White-modus werkt om tandaanslag te verwijderen en tanden te polijsten voor een wittere glimlach. De Sensitive-modus biedt een zachte, grondige reiniging, terwijl de Clean-modus gericht is op het verwijderen van tandplak voor een superieure reiniging. Voor een persoonlijke reiniging kunnen patiënten elke modus combineren met een van de drie intensiteitsniveaus, van hoog tot laag, voor een poetsbeurt die bij hen past.

Druksensor met lichtring




Patiënten merken het misschien niet als ze te hard poetsen, maar deze tandenborstel wel. De slimme optische sensor detecteert nauwkeurig overmatige poetsdruk en knippert vervolgens paars terwijl de trillingen worden verminderd. Patiënten weten altijd wanneer ze hun poetsmethode moeten aanpassen en hun tandvlees blijft beschermd.

Philips Sonicare-app



De Philips Sonicare-app kan naadloos worden gekoppeld aan de tandenborstel en ondersteunt patiënten bij het verbeteren en onderhouden van hun mondgezondheid. Onze app houdt de voortgang van de poetsbeurt bij en biedt persoonlijke begeleiding en voortgangsrapporten, zodat patiënten waardevolle inzichten kunnen krijgen in hun poetsbeurt.

2 minuten-timer en tandenpoetspacer



Twee minuten is alles wat patiënten nodig hebben voor een volledige reiniging, dus onze SmarTimer laat patiënten weten wanneer de tijd om is. Voor een gelijkmatige reiniging in de mond verdeelt de BrushPacer poetsbeurten in segmenten, waarbij een lichte trilling een teken is om verder te gaan. Dit ondersteunt patiënten bij het behalen van een gelijkmatige reiniging bij elke poetsbeurt.


Kenmerken

BrushSync-vervangingsherinnering



Het regelmatig vervangen van uw opzetborstel is belangrijk voor een goede mondgezondheid. Met de BrushSync-technologie kunnen patiënten hun opzetborstel eenvoudig optimaal laten presteren. Door de gebruiksfrequentie en de poetsintensiteit bij te houden, herinnert de innovatieve technologie patiënten er vervolgens aan wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel.

Duurzaam ontwerp



We hebben onze Philips Sonicare-tandenborstels van binnenuit opnieuw ontworpen, zodat ze sterk, licht en duurzaam zijn. Dankzij ons geavanceerde laserlasproces zijn onze tandenborstels zodanig ontworpen dat patiënten er jarenlang mee kunnen poetsen.

Maximaal 3 weken tussen oplaadbeurten



Deze tandenborstel heeft een hoogwaardige batterij die is ontwikkeld om de poetservaring van patiënten te verbeteren. Met één keer

opladen kunnen patiënten tot drie weken lang regelmatig poetsen voordat ze de batterij opnieuw moeten opladen.

Compact reisetui



Ons opnieuw ontworpen reisetui is compact genoeg om in een tas te passen en sterk genoeg om uw Philips Sonicare-tandenborstel onderweg te beschermen. De tandenborstel blijft niet alleen beschermd, maar u kunt er ook twee opzetborstels mee opbergen. Nu kunnen patiënten zorgeloos reizen, waar ze ook naartoe gaan.

Specificaties

Intensiteiten

Hoog: Om nog beter schoon te maken

Medium: Voor dagelijkse reiniging

Laag: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Vermogen

Spanning: 100-240 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 21 dagen

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons met Bluetooth 4.0 en hoger

Draadloze Bluetooth-technologie: Verbonden

tandenpoetsapp

Compatibel met iOS: iPhone met Bluetooth 4.0 en hoger

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Handvat: Slank, ergonomisch design

Timer: SmarTimer en BrushPacer voor volledig en grondig poetsen

Opladen via USB-A: Stroomadapter niet meegeleverd

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 7100 oplaadbare tandenborstel

Reisetui: 1 slank reisetui

Opzetborstel: 1 Premium Gum Care

Docking station: 1

USB-C-kabel: 1

Reinigingsprestaties

Verwijdering van tandplak: Tot 10x effectiever**

Gum Health: Tot 7x gezonder tandvlees*

Snelheid: 62.000 borstelbewegingen/min.

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Sensitive: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Gum Health: Zachte massage van het tandvlees

Slimme sensortechnologie

Feedback bij te veel druk: Lichtring gaat paars branden, Verminderde trilling en pulserend geluid

Vervangingsherinnering: BrushSync laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

