

# PHILIPS

## sonicare

Cepillo dental  
recargable

Series 7100

20 veces más eliminación de  
placa\*

Encías hasta 7 veces más sanas\*\*

Tecnología Sonicare de nueva  
generación

Sensor de presión visual



HX7428/02

## Cuidado avanzado para encías más sanas\*

Elimina cuidadosamente 20 veces más placa\*

Cuida la salud de tus encías cada vez que te cepillas. Nuestra tecnología Sonicare de última generación ofrece una limpieza potente y suave, incluso en las zonas de difícil acceso, con encías hasta 7 veces más sanas\*\* y 20 veces más eliminación de placa\*.

### Cepillado sin esfuerzo

- Elige tu experiencia de limpieza ideal
- Sesiones de cepillado guiadas
- Información de cepillado a tu alcance
- Cepíllate siempre en las mejores condiciones con el recordatorio de sustitución del cabezal de cepillado

### Diseñado para tu estilo de vida

- Llévate tu cepillo dental a cualquier parte
- 21 días de cepillado normal

### Cuídate con Sonicare

- Encías hasta 7 veces más sanas\*\*
- Tecnología Sonicare de nueva generación
- Protege tus encías con el sensor de presión

## Series 7100

Cepillo dental recargable

HX7428/02

# Destacados

### Nuestros mejores resultados de eliminación de la placa



Mejora tu salud gingival con este cabezal de cepillado Todo en Uno Premium A3 especialmente diseñado. Sus cerdas más largas e inclinadas cuentan con puntas triangulares para eliminar la placa incluso a lo largo del margen gingival. El resultado son unas encías hasta 7 veces más sanas en dos semanas\*\* y 20 veces más eliminación de placa que un cepillo dental manual\*.

### Tecnología Sonicare de nueva generación



Este cepillo dental eléctrico incorpora nuestra tecnología de última generación de Sonicare, que ofrece el cepillado más fiable y uniforme para conseguir siempre un resultado excelente. El motor ajusta la potencia automáticamente para que no decaiga el rendimiento en las zonas más

difíciles de limpiar. Disfruta de una limpieza suave pero de alto rendimiento en tus dientes y encías con 62 000 movimientos de cerdas por minuto. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

### Sensor de presión visual



Este cepillo dental eléctrico Sonicare cuenta con un anillo luminoso en la base que te avisa si estás ejerciendo demasiada presión. Basta con apretar menos cuando se ilumine para proteger tus encías.

### Modos e intensidades



Mejora tu limpieza con 12 ajustes de cepillado. Podrás tanto aumentar un poco la intensidad como enfocar la limpieza a un fin específico.

Elige entre los modos Limpieza, Sensible, Cuidado de las encías y Blanqueamiento, y entre tres ajustes de intensidad.

### Aplicación Philips Sonicare



Alcanza tus objetivos de salud bucal con el cepillo dental y la aplicación Sonicare. Ambos se combinan para ofrecer un cepillado guiado, trucos y consejos, y contenido adaptado a ti. Con todo esto, serás imparabile.

### Estuche de viaje



Nuestro estuche de viaje te permite llevar el dispositivo allá donde vayas. Es lo suficientemente resistente para proteger tu cepillo dental Sonicare y lo suficientemente compacto para caber en cualquier bolso, lo que lo convierte en el compañero de viaje perfecto.

## Series 7100

Cepillo dental recargable

HX7428/02


# Destacados

### SmarTimer y BrushPacer



Clava la duración de la sesión con los temporizadores de limpieza de Sonicare. Cada 20 segundos, BrushPacer te indicará que limpies una zona nueva. Cuando pasen 2 minutos, SmarTimer te indicará que la sesión ha finalizado.

### Recordatorio de sustitución



¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia a los tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare hacen un seguimiento de la frecuencia e intensidad del cepillado y cuentan con un recordatorio de sustitución.

### Duración de la batería: 21 días



Disfruta de hasta 21 días de cepillado normal con una sola carga. Añade más comodidad a tu rutina de cepillado.

## Series 7100

Cepillo dental recargable

HX7428/02

# Especificaciones

### Intensidades

**Alta:** Para mejorar la limpieza

**Mediano:** Para una limpieza diaria

**Baja:** Para dientes y encías sensibles

### Potencia

Tensión: 100-240 V

### Especificaciones técnicas

**Pila:** Recargable

**Tiempo de funcionamiento (duración de la batería):** 21 días

**Consumo de energía:** En espera sin pantalla <0,5 W

**Tipo de batería:** Iones de litio

### Diseño y acabado

**Color:** Blanco

### Servicios

**Garantía:** Garantía limitada de dos años

### Compatibilidad

**Compatibilidad con Android:** Teléfonos Android con Bluetooth 4.0 y superior

**Tecnología inalámbrica Bluetooth:** App de

cepillado conectada

**Compatibilidad con iOS:** iPhone con Bluetooth 4.0 y superior

### Fácil de usar

**Indicador de batería:** El icono iluminado indica la vida útil de la batería

**Mango:** Diseño compacto y ergonómico

**Compatibilidad con mangos:** Cabezales de cepillado fáciles de montar

**Estuche de viaje:** Estuche de carga para viaje

**Temporizador:** BrushPacer y SmartTimer

### Piezas incluidas

**Mango:** 1 cepillo dental recargable 7100

**Cabezal de cepillado:** 1 cabezal Todo en uno A3 Premium, 1 Cuidado de las encías Premium G3, 1 S2 Sensitive

**Estuche de viaje:** 1 estuche de viaje

**Cargador:** 1 cargador USB-A

### Rendimiento de limpieza

**Eliminación de la placa:** 20 veces más eficaz\*

**Cuidado de las encías:** Encías hasta 7 veces más sanas\*\*

**Velocidad:** 62 000 movimientos de cepillado por minuto

### Modos

**Limpieza:** Para una limpieza diaria excepcional

**Blanco:** Para eliminar las manchas superficiales

**Cuidado de las encías:** Masajea suavemente las encías

**Sensibilidad:** Para dientes y encías sensibles

### Tecnología de sensor inteligente

**Información sobre la presión aplicada:** El anillo luminoso se ilumina en morado, Vibración y sonido intermitente

**Recordatorio de sustitución:** BrushSync te avisa de cuándo sustituir el cabezal de cepillado

### Aplicación Sonicare

**Informes de seguimiento y progreso:** Evalúa tus patrones de cepillado a lo largo del tiempo para ayudarte a mantener tu higiene oral.

