

# PHILIPS

## sonicare



Oplaadbare, sonische tandenborstel

6100

Tot 10 keer betere tandplakverwijdering

2 poetsstanden, 3 sterktes

Zichtbaar drukalarm

Levensduur batterij 21 dagen



HX7400/01

## Mild poetsen, zelfs voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees

Tot 10 keer betere tandplakverwijdering\*

De Philips Sonicare 6100 beschikt over de nieuwe generatie Sonicare-technologie, een speciale gevoelige modus, S2 Sensitive-opzetborstel en lage intensiteit. Daarnaast geeft hij ook een drukwaarschuwing als u te hard poetst. Wordt geleverd met een reisetui.

### Zachte, superieure reiniging

- Zachte reiniging van gevoelige tanden en gevoelig tandvlees.

### Moeiteloos poetsen

- Weet altijd wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel
- Geef uw poetsbeurt een persoonlijk tintje met 6 poetsstanden
- Bescherm tandvlees met drukwaarschuwing

### Superieure reiniging

- Next-gen Sonicare-technologie

### Ontworpen voor uw lifestyle

- Lasergelast, dus sterk en duurzaam
- Tot wel 3 weken poetsen met één keer volledig opladen
- Optimaliseer uw poetsbeurt met SmarTimer en BrushPacer


# Kenmerken

## S2 Sensitive-opzetborstel



De Philips Sonicare 6100 biedt een zachte poetservaring, zelfs voor gevoelige tanden en tandvlees. De uniek ontworpen, nieuwe S2 Sensitive-opzetborstel met de zachtste borstelharen van Sonicare reinigt zacht en verwijdert tot 10x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen.\*\*

## Next-gen Sonicare-technologie



Geniet van een geweldige poetservaring en een nieuw niveau van mondverzorging met de next-gen Sonicare-technologie. Tijdens het poetsen past het innovatieve magnetische systeem van de tandenborstel de poetskracht tijdens elke poetsbeurt aan, waardoor optimale prestaties van 62.000 borstelhaarbewegingen per minuut worden bereikt, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Daarnaast ondersteunt de dynamische


vloeistofwerking de reinigingsprestaties van de opzetborstel door voorzichtig langs het tandvlees en tussen elke tand te spoelen, zodat u bij elke poetsbeurt een complete reiniging behaalt.

## 6 poetsstanden




De Philips Sonicare 6100 is ontworpen voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees en biedt u de mogelijkheid tussen twee poetsmodi te kiezen. De Sensitive-modus biedt een zachte, grondige reiniging, terwijl de Clean-modus gericht is op het verwijderen van tandplak voor een superieure reiniging. Voor een persoonlijke reiniging kunt u elke modus combineren met een van de drie intensiteitsniveaus, van hoog tot laag, voor een poetsbeurt die bij u past.

## Lichtring met drukwaarschuwing



U merkt het misschien niet wanneer u te hard poetst, maar deze tandenborstel merkt het wel. De slimme optische sensor signaleert nauwkeurig overmatige poetsdruk en knippert vervolgens paars terwijl de trillingen worden verminderd. Zo weet u altijd wanneer u de poetsdruk moet aanpassen en uw tandvlees blijft beschermd.

## BrushSync-vervangingsherinnering



Uw opzetborstel regelmatig vervangen is belangrijk voor een goede mondgezondheid. Dankzij de BrushSync-technologie blijft uw opzetborstel eenvoudig optimaal presteren. Door uw gebruiksfrequentie en poetsintensiteit bij te houden, herinnert de innovatieve technologie u eraan wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel.

6100

Oplaadbare, sonische tandenborstel

HX7400/01


## Kenmerken

### Timer van 2 minuten en poetspacer



Twee minuten is alles wat u nodig hebt voor een complete reiniging, dus onze SmarTimer laat u weten wanneer de tijd om is. Voor een gelijkmatige reiniging van uw mond verdeelt de BrushPacer uw sessie in segmenten, waarbij een lichte pauze in trilling uw teken is om verder te gaan. Dit helpt u gelijkmatig te reinigen tijdens elke poetsbeurt.

### Duurzaam ontwerp



We hebben onze Philips Sonicare-tandenborstels van binnenuit opnieuw ontworpen om sterk, licht en duurzaam te zijn. Dankzij ons geavanceerde laserlasproces zijn onze tandenborstels perfect om jarenlang mee te poetsen.

### Tot wel 3 weken tussen oplaadbeurten



Deze tandenborstel heeft een hoogwaardige batterij die is ontwikkeld om uw poetservaring te verbeteren. Met één keer opladen kunt u tot wel drie weken lang regelmatig poetsen voordat u het apparaat opnieuw moet opladen.

6100

Oplaadbare, sonische tandenborstel

HX7400/01

# Specificaties

## Intensiteiten

**Hoog:** Om nog beter schoon te maken

**Medium:** Voor dagelijkse reiniging

**Laag:** Voor gevoelige tanden en tandvlees

## Vermogen

**Spanning:** 100-240 V

## Technische specificaties

**Batterij:** Oplaadbaar

**Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):** 21 dagen

**Energieverbruik:** Stand-by zonder scherm <0,5 W

**Batterijtype:** Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

**Kleur:** Wit

## Service

**Garantie:** 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

**Batterij-indicator:** Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Handvat:** Slank, ergonomisch design

**Timer:** SmarTimer en BrushPacer voor volledig en grondig poetsen

**Opladen via USB-A:** Stroomadapter niet meegeleverd

## Meegeleverde artikelen

**Handvat:** 1 6100 oplaadbare tandenborstel

**Opzetborstel:** 1 S2 Sensitive

**Docking station:** 1

## Reinigingsprestaties

**Verwijdering van tandplak:** Tot 10x zo effectief\*

**Gum Health:** Tot 5x gezonder tandvlees\*\*

**Snelheid:** 62.000 borstelbewegingen/min.

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

**Sensitive:** Voor gevoelige tanden en tandvlees

## Slimme sensortechnologie

**Feedback bij te veel druk:** Lichtring gaat paars branden, Verminderde trilling en pulserend geluid

**Vervangingsherinnering:** BrushSync laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

