

# PHILIPS

## sonicare

מברשת שיניים קולית נטענת

7100

הסרה של עד פי 20 יותר פלאק

ארבעה מצבים, שלוש עוצמות

התראת לחץ חזותית

של פיליפס Sonicare אפליקציית



HX7428/02

### \*\*ניקיון מעולה עם פי 7 חניכיים בריאות יותר

\*הסרה של עד פי 20 יותר פלאק

ארבע מצבי צחצוח, 3 Next-Generation Sonicare בעלת טכנולוגיית Philips Sonicare 7100 מברשת השיניים G3 Premium Gum Care דרגות עוצמה, התראת לחץ גלויה, וראש מברשת

#### ניקוי עדין, פרימיום

- ראש מברשת אחד לקבלת טיפול מלא

#### הצחצוח הופך חסר מאמץ

- מגנה על החניכיים בעזרת היישן הלחץ החזותי
- התאימו אישית את הניקוי שלכם עם 12 מצבי צחצוח
- של פיליפס Sonicare שפרו את השגרה של המטופלים עם אפליקציית
- לדעת תמיד מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש

#### ניקוי מעולה

- החדשנית Sonicare טכנולוגיית

#### תוכנן לסגנון החיים שלכם

- להפוך את הטיול לקל עם נרתיק הנסיעות הקומפקטי והעמיד ביותר
- עד 3 שבועות של צחצוח בטעינה מלאה אחת
- הלחמה בלייזר לחווק ועמידות

# Highlights

## ועוד All-in-One (A3) ראש מברשת



תוכנן מנקודת המבט של A3 All-in-One ראש המברשת המטופלים יכולים להשיג עד פי 3, המטופלים. עם ראש המברשת 10 יותר הסרת פלאק\*, חניכיים בריאות יותר עד פי 15\*\* ולהסיר S2 Sensitive עד 100% יותר כתמים\*\*\*. גם נכלל: ראש מברשת שהוא העדין והרך ביותר שלנו והוכח קלינית כמספק ניקוי חניכיים שמסיר פי 100 יותר פלאק באזורים שקשה להגיע אליהם\*. ראש מספק חניכיים בריאות יותר G3 Premium Gum Care המברשת בלבד \*\*\*\*עד פי 7 בשבועיים בלבד.

## החדשנית Sonicare טכנולוגיית



ליהנות מחוויית צחצוח נהדרת ומרמה חדשה של טיפול בחניכיים החדשנית. בזמן הצחצוח, המערכת Sonicare עם טכנולוגיית המגנטית החדשנית של מברשת השיניים מתאימה את עוצמת הצחצוח בכל פעולת ניקוי, ומספקת ביצועים מטיביים של 62,000 תנועות סיבים בכל דקה, אפילו באזורים הקשים להגעה. בינתיים, פעולת נוזל דינמית תומכת בסביבי המברשת לניקוי פלאק, וכך מסייעת לך להשיג ניקיון מלא בכל צחצוח.

## הגדרות צחצוח 12



של Sonicare 7100 מטופלים מעדיפים לצהצה שיניים בידיהם עם פיליפס. ארבעה מצבי צמצום עוזרים לטפל בבריאות החניכיים, בהלבנה, ברגישות ובניקוי היומיומי. מצב 'בריאות חניכיים' תומך


בחניכיים בריאות על ידי עיסוי עדין לאורך קו החניכיים. מצב 'רגיש' מספק ניקוי עדין ויסודי, בעוד שמצב 'ניקיון' מתמקד בהסרת פלאק לניקיון מעולה. לניקוי מותאם אישית, המטופלים יכולים לשלב כל מצב עם אחד משלוש רמות העוצמה, החל ב'גבוהה' עד 'נמוכה', לפעולת צחצוח שמתאימה בדיוק להם.

## חיישן לחץ של טבעת מוארת




יתכן שהמטופלים לא ישימו לב כשהם מצחצחים בעוצמה רבה מדי, אך מברשת שיניים זו כן תרגיש בכך. החיישן האופטי החכם מזהה במדויק לחץ צחצוח עודף, ואז מהבהב בסגול ובמקביל מפחית את הרטט. המטופלים תמיד ידעו מתי להתאים את הצחצוח שלהם, והחניכיים שלהם יישארו מוגנות.

## של פיליפס Sonicare אפליקציית



של פיליפס מבצעת בצורה חלקה צימוד עם Sonicare אפליקציית מברשת השיניים ותומכת במטופלים בשיפור ושמירה של בריאות הפה. האפליקציה שלנו עוקבת אחר התקדמות הצחצוח, מספקת הנחיות מותאמות אישית ודוחות התקדמות כדי שהמטופלים יקבלו תובנות חזותיות לגבי הצחצוח שלהם.

## טיימר של 2 דקות וקוצב צחצוח



שתי דקות זה כל מה שהמטופלים צריכים לניקוי מלא, לכן שלנו מאפשר למטופלים לדעת מתי הגיע הזמן. SmartTimer מחלק את פעולות SmartTimer, לקבלת ניקוי אחד בכל הפה


הצחצוח למקטעים, עם הפסקה קלה ברטט המהווה את הסימן להמשך. פעולה זו מסייעת למטופלים להגיע לניקוי אחד בכל פעם שהם מצחצחים.

## תזכורת להחלפת ראש המברשת - BrushSync



החלפת ראשי המברשת באופן סדיר היא חלק חשוב בשמירה על קל BrushSync, בריאות טובה של הפה. בעזרת טכנולוגיית למטופלים לשמור על ביצועי ראש המברשת שלהם ברמה הטובה ביותר. על ידי מעקב אחר תדירות השימוש ועוצמת הצחצוח, הטכנולוגיה החדשנית מכירה למטופלים מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש.

## תוכנן להחזיק מעמד



Sonicare עיצבנו מחדש את מברשות השיניים של פיליפס מסדרת מפנים המברשת החוצה, כדי שתהיינה חזקות, קלות ועמידות. בזכות תהליך ההלחמה בלייזר המתקדם שלנו, מברשות השיניים שלנו תוכננו לצחצוח אצל המטופלים במשך שנים רבות.

## עד 3 שבועות בין טעינות



מברשת שיניים זו משתמשת בסוללה בעלת ביצועים גבוהים שתוכננה לשיפור חוויית הצחצוח של המטופל. בטעינה אחת, המטופלים יכולים ליהנות מעד שלושה שבועות של צחצוח לפני שיהיה עליהם לטעון אותה מחדש.

# Specifications

## הפריטים הכלולים

ידיית: 1 מברשת שיניים נטענת  
S2 Sensitive, 1 הכל באחד, ראשי מברשת: 1  
A3 Premium 1 G3 Premium Gum Care  
מטען: 1  
נרתיק לנסיעות: 1 נרתיק צר לנסיעות  
1 USB-C: כבל

## מצבים

ניקוי: לניקוי יומיומי מיוחד  
לבן: להסרת כתמים ממשטחים  
לשיניים ולחניכיים רגישות: Sensitive  
בריאות חניכיים: מעסה בעדינות את החניכיים שלך

## עוצמות

גבוה: לשיפור הניקיון  
בינוני: לניקוי יומיומי  
נמוכה: לשיניים ולחניכיים רגישות

## ביצועי ניקוי

\*הסרת פלאק: יעילה יותר עד פי 20  
\*\*\*בריאות חניכיים: חניכיים בריאות יותר עד פי 5  
מהירות: 62,000 תנועות צחצוח / דקה  
\*\*הלבנת שיניים: עד 100% פחות כתמים

## קל לשימוש

תאימות הידיית: ראשי מברשת בלחיצה קלה  
ידיית: עיצוב ארגונומי דק  
לצחצוח מלא ויסודי ו-BrushPacer ו-SmarTimer: טיימר  
מחוון סוללה: הסמל המואר מציין את יתרת המתח בסוללה  
בטעינה: ספק כוח לא כלול USB-A

## טכנולוגיית חיישנים חכמה

משוב על לחץ: אור הטבעת מאיר בסגול, רטט וצליל פעימה  
מופחתים  
מודיע לכם מתי להחליף את ראש BrushSync: תזכורת החלפה  
המברשת

## מפרט טכני

סוללה: נטענת  
סוג סוללה: ליתיום-יון  
משך הפעלה (ממלא עד לריק): 21 יום

## שירות

אחריות: אחריות מוגבלת לשנתיים

## חשמל

Vמתח: 100-240

## תאימות

אלחוטית: אפליקציית הברשה מחוברת Bluetooth טכנולוגיית  
Bluetooth 4.0 עם Android טלפונים של Android-תאימות ל  
ומעלה.  
מעלה Bluetooth 4.0 עם iPhone: iOS-תאימות ל

## עיצוב וגיוון

צבע: שחור

