

PHILIPS

sonicare



Trial speciaal voor
praktijkmedewerkers

6100 Serie

20x meer tandplak verwijderd*

Zacht voor gevoelige tanden en
gevoelig tandvlees

Vernieuwde poetsdruksensor

Visuele druksensor



HX7408/02

Enkel voor persoonlijk gebruik

Verwijdert op voorzichtige wijze 20x meer tandplak*

Hard tegen tandplaque. Zacht voor je gingiva De Philips Sonicare 6100 speciaal voor praktijkmedewerkers beschikt over de nieuwe generatie Sonicare-technologie, een speciale gevoelige modus, 3 opzetborstels voor tandplak, gevoeligheid en witter maken van je tanden. Bovendien is er een druksensor die waarschuwt als je te hard poetst.

Moeiteloos poetsen

- Uw beste poetsstand kiezen
- Begeleide poetsbeurten
- Poets altijd optimaal dankzij een herinnering dat uw opzetborstel moet worden vervangen

Ontworpen voor uw lifestyle

- 21 dagen gewoon poetsen

Voel de zorg van Sonicare

- Extra zacht voor gevoelige tanden
- Sonicare-technologie van de volgende generatie
- De druksensor helpt uw tandvlees te beschermen


Kenmerken

Extra zorg voor gevoelige tanden



Grondige reiniging kan nog steeds zacht zijn voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees. Iedereen poetst anders en daarom staan de borstelharen van deze opzetborstel in verschillende richtingen. Zo verwijdt u tandplak ongeacht uw poetstechniek. Onze A3 Premium All-in-One-opzetborstel biedt poetsresultaten die ongekend zijn voor dit segment en verwijdt tot 20x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Sonicare-technologie van de volgende generatie



Deze elektrische tandenborstel is voorzien van onze geavanceerde Sonicare-technologie, die op een betrouwbare manier helpt consistent te poetsen voor uitstekende resultaten, elke keer weer. De motor past de kracht automatisch aan dus de prestaties gaan nooit achteruit wanneer u die moeilijker bereikbare plekken probeert te bereiken. Profiteer van een zachte maar effectieve reiniging van uw tanden en tandvlees met 62.000 borstelbewegingen per minuut. Sonicare Fluid Action ondersteunt de borstelharen bij het reinigen door vloeistof diep tussen de tanden en langs de tandvleesrand te spuiten.

Visuele druksensor




Deze elektrische Sonicare-tandenborstel heeft aan de onderkant een lichtring die aangeeft wanneer u te veel druk uitoefent. Gebruik minder druk wanneer de ring gaat branden om uw tandvlees te beschermen.

Modi en intensiteitsniveaus




Geef uw reiniging een boost met 6 poetsstanden. Wilt u intensiever of gerichter reinigen? Geen probleem. Kies tussen de modi Clean en Sensitive, en kies een van de drie intensiteitsniveaus.

SmartTimer en BrushPacer



Met de poetstimers van Sonicare poetst u precies lang genoeg. Om de 20 seconden geeft de BrushPacer aan dat u een nieuw gedeelte moet poetsen. Na 2 minuten laat de SmartTimer u weten dat u klaar bent.

Vervangingsherinnering



Wist u dat opzetborstels na drie maanden minder effectief worden? Tandheelkundigen raden u aan uw opzetborstel regelmatig te vervangen. Daarom herinneren Philips Sonicare-tandenborstels u eraan dat u uw opzetborstel moet vervangen. Bijgehouden wordt hoe vaak en hoe hard u poetst, en u krijgt een herinnering wanneer het weer tijd is om uw opzetborstel te vervangen.

Levensduur batterij 21 dagen



Na één keer laden kunt u tot wel 21 dagen poetsen. Dat maakt uw dagelijkse routine een stuk eenvoudiger.

Specificaties

Intensiteiten

Hoog: Om nog beter schoon te maken

Medium: Voor dagelijkse reiniging

Laag: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Vermogen

Spanning: 100-240 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 21 dagen

Energieverbruik: Stand-by zonder scherm <0,5 W

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Compatibel met handvat: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Handvat: Slank, ergonomisch design

Timer: BrushPacer en SmartTimer

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 6100 oplaadbare tandenborstel

Opzetborstel: 1 A3 Premium alles-in-één, 1 S2

Sensitive, 1 W Optimal White

Docking station: 1 USB-A-oplader

Reinigingsprestaties

Verwijdering van tandplak: Tot 10x zo effectief*

Snelheid: 62.000 borstelbewegingen/min.

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Sensitive: Voor gevoelige tanden en tandvlees

Slimme sensortechnologie

Feedback bij te veel druk: Lichtring gaat paars branden, Trilling en pulserend geluid

Vervangingsherinnering: BrushSync laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Consumer Trade Item

Height: 23.2 cm

Width: 6 cm

Length: 11 cm

Net weight: 0.267 kg

Gross weight: 0.346 kg

GTIN: 8720689021401

Country of origin: NL

Harmonized system code: 85098000

Omdoos

Height: 24.9 cm

Width: 12.4 cm

Length: 19.2 cm

Net weight: 0.801 kg

Gross weight: 1.136 kg

GTIN: 18720689021408

Pallet Layer

Height: 24.9 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Pallet

Height: 114 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 118.548 kg

Gross weight: 193.388 kg

GTIN: 68720689021403

