

PHILIPS

sonicare



מברשת שיניים קולית
נטענת

5500

הסרה של עד פי 7 יותר פלאק

מצבים 2

התראת לחץ מובנית

חיי סוללה של 21 יום



HX7119/01

*ניקוי יעיל ועד פי 2 שיניים לבנות יותר

הסרה של עד פי 7 יותר פלאק

מצב Next-Generation Sonicare, בעלת טכנולוגיית Philips Sonicare 5500 מברשת השיניים הלבנה ייחודי, והתראת לחץ מובנית. מגיעה עם נרתיק לנסיעות.

הצחצוח הופך חסר מאמץ

- מגנה על החניכיים שלכם בעזרת התראת הלחץ המובנית
- לדעת תמיד מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש
- התאימו אישית את הניקוי שלכם עם 2 מצבי צחצוח

ניקוי מעולה

- החדשנית Sonicare טכנולוגיית
- ניקוי מתקדם להסרת כתמים ולהלבנת השיניים

תוכן לסגנון החיים שלכם

- להפוך את הטיול לקל עם נרתיק הנסיעות הקומפקטי והעמיד ביותר
- עד 3 שבועות של צחצוח בטעינה מלאה אחת
- הלחמה בלייזר לחוזק ועמידות
- SmarTimer I-QuadPacer מטבו הצחצוח שלכם באמצעות


Highlights

Optimal White ראש מברשת W2



של פיליפס עושה יותר מניקוי להסרה Sonicare 5500 של ללא מאמץ של כתמים ממשטחים לקבלת חיור לבן יותר קל, עם ראש מברשת Optimal White W2 ובוהק. עם ראש מברשת לשמור על הבהירות בין טיפולי הלבנה מקצועיים לקבלת שיניים לבנות יותר עד פי 2*, ובמקביל להסיר **עד פי 7 יותר פלאק לעומת מברשת שיניים ידנית.

החדשנית Sonicare טכנולוגיית



ליהנות מחוויית צחצוח נהדרת ומרמה חדשה של טיפול החדשנית. בזמן Sonicare בחניכיים עם טכנולוגיית שאתם מצחצחים, המערכת המגנטית החדשנית של מברשת השיניים מתאימה את עוצמת הצחצוח בכל פעולת ניקוי, ומספקת ביצועים מיטביים של 62,000 תנועות זיפים בכל דקה בדיוק, אפילו באזורים הקשים להגעה. בינתיים, פעולת נוזל דינמית תומכת בביצועים של ראשי הצחצוח על ידי שטיפה עדינה לאורך קו החניכיים בין כל שן, וכך מסייעת לכם להשיג ניקיון מלא בכל פעם שאתם מצחצחים.


מצבי צחצוח 2



על מנת לעזור לכם לטפל באופן הטוב ביותר בשיניים של פיליפס כוללת Sonicare 5500, ובחניכיים שלכם אפשרות בחירה בין 2 מצבי צחצוח. מצב 'ניקוי' מתמקד

בהסרת פלאק לביצועי ניקוי מעולים, בעוד שמצב 'לבן' פועל מעט קשה יותר להסרת כתמים ממשטחים לקבלת חיור לבן יותר.

התראת לחץ מובנית



יתכן שלא תשימו לב כשאתם מצחצחים בעוצמה רבה מדי, אך מברשת שיניים זו כן תרגיש בכך. החיישן האופטי החכם מזהה במדויק לחץ צחצוח עודף ומתריע בעזרת צליל פעימה תוך הפחתת הרטט. ואז מהבהב בסגול ובמקביל מפחית את הרטט. תמיד תדעו מתי להתאים את הצחצוח שלכם, והחניכיים שלכם יישארו מוגנות.

תזכורת להחלפת ראש המברשת - BrushSync



החלפת ראשי המברשת באופן סדיר היא חלק חשוב בשמירה על בריאות טובה של הפה שלכם. בעזרת קל לשמור על ביצועי ראש, BrushSync טכנולוגיית המברשת ברמה הטובה ביותר. על ידי מעקב אחר תדירות השימוש ועוצמת הצחצוח שלכם, הטכנולוגיה החדשנית מזכירה לכם מתי הגיע הזמן לראש מברשת חדש.


טיימר של 2 דקות וקוצב צחצוח



שתי דקות זה כל מה שאתם צריכים לניקוי מלא, לכן שלנו מאפשר לכם לדעת מתי הגיע הזמן. SmarTimer מחלק את לקבלת ניקוי אחיד בכל הפה


הצחצוח שלכם למקטעים, עם הפסקה קלה ברטט שנותנת לכם סימן להמשיך. פעולה זו מסייעת לכם להגיע לניקוי אחיד בכל פעם שאתם מצחצחים.

תוכנן להחזיק מעמד



עיצבנו מחדש את מברשות השיניים של פיליפס מסדרת מפנים המברשת החוצה, כדי שתהיינה Sonicare חזקות, קלות ועמידות. בזכות תהליך ההלחמה בלייזר המתקדם שלנו, מברשות השיניים שלנו תוכננו לצחצוח אצלכם במשך שנים רבות.

עד 3 שבועות בין טעינות



מברשת שיניים זו משתמשת בסוללה בעלת ביצועים גבוהים שתוכננה לשיפור חוויית הצחצוח שלכם. בטעינה אחת, אתם יכולים ליהנות מעד שלושה שבועות של צחצוח לפני שיהיה עליהם לטעון אותה מחדש.

נרתיק לנסיעות קומפקטי



נרתיק הנסיעות שלנו שתוכנן מחדש קומפקטי דיו כדי להיכנס לתיק, וחזק דיו כדי להגן על מברשת השיניים של פיליפס בדרכים. הוא לא רק מגן על מברשת השיניים שלכם, אלא גם מחזיק בנוחות שני ראשי מברשת. כעת תוכלו לנסוע בביטחון לכל מקום שהמסע ייקח אתכם.

Specifications

חשמל

מתח: 100-240 V

מפרט טכני

משך הפעלה (ממלא עד לריק): 21 יום

סוללה: נטענת

צריכת אנרגיה: מצב המתנה ללא תצוגה >0.5 ואט

סוג סוללה: ליתיום-יון

עיצוב וגימור

צבע: לבן וכחול נייבי

שירות

אחריות: אחריות מוגבלת לשנתיים

קל לשימוש

תאימות הידית: ראשי מברשת בלחיצה קלה

מחווון סוללה: הסמל המואר מציין את יתרת המתח

בסוללה

ידית: עיצוב ארגונומי דק

לצחצוח מלא ויסודי i-SmartTimer i-BrushPacer: טיימר

בטעינה: ספק כוח לא כלול USB-A

הפריטים הכלולים

ידית: 2 5500 מברשת שיניים נטענת

W2 Optimal White ראש המברשת: 2

נרתיק לנסיעות: 2 נרתיקים צרים לנסיעות

מטען: 1

ביצועי ניקוי

**הסרת פלאק: יעילה יותר עד פי 7

*הלבנת שיניים: שיניים לבנות יותר עד פי 2

מהירות: 62,000 תנועות צחצוח / דקה

מצבים

ניקוי: לניקוי יומיומי מיוחד

לבן: להסרת כתמים ממשטחים

טכנולוגיית חיישנים חכמה

משוב על לחץ: רטט וצליל פעימה מופחתים

מודיע לכם מתי להחליף BrushSync: תזכורת החלפה

את ראש המברשת

