

PHILIPS

양압지속유지기(가습기 포함)

드림스테이션 CPAP

사용 기록 표시 및 추적

간편한 사용을 돕는 컬러 디스플레이

블루투스 연결 지원

간편한 휴대와 사용



사용이 편리한 드림스테이션 CPAP

드림스테이션은 적응을 돕는 다양한 기능과 휴대가 편리한 세련되고 컴팩트한 디자인을 통해 사용자가 오래동안 기기를 사용할 수 있도록 도움을 드립니다.


성능

- 드림맵퍼 연결
- 일일 사용 현황 피드백
- 간편한 휴대와 사용
- 성능 및 디자인

주요 제품

사양

일일 사용 현황 피드백



매일 사용자들이 꾸준히 사용하도록 동기를 부여하기 위해 사용 현황에 대한 요약으로 아침을 맞이합니다. 화면에는 사용 시간의 간단한 추세가 표시되고, 지난 30일의 4시간 이상 사용에 대한 요약을 확인할 수 있습니다.

Bluetooth enabled



드림스테이션은 블루투스가 내장되어 환자자가관리 앱인 드림맵퍼와 연결이 가능합니다. 드림맵퍼는 목표 설정 도구, 유용한 동영상 및 지속적인 피드백을 제공하여 사용자의 동기 부여와 참여를 유도합니다.

성능 데이터

램프 시간: 0 ~ 45분(5분 단위 증가)

작동 사양

작동 압력: 4 ~ 20cmH2O


호환성

호환: 드림맵퍼(DreamMapper)

제품정보

Bluetooth: 내장형

성능 및 매력



드림스테이션은 부드럽고 매끄러우면서도 절제된 디자인을 제공합니다. 산뜻한 컬러의 화면을 통해 사용이 간편한 메뉴를 보여줍니다.

간편한 휴대와 사용



상단 장착형 가습기 호스의 회전 기능과 전면 디스플레이가 적용된 드림스테이션은 침대에 누워 있거나 앉아서 쉽게 조작할 수 있도록 돕습니다. 또한 기기의 부피를 줄일 수 있는 가습기 분리 디자인은 여행 시 간편한 휴대를 돕습니다.

