

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische
tandenborstel

EasyClean

1 poetsstand

1 opzetborstel

HX6511/50



Betere plakverwijdering

Eenvoudig overstappen naar elektrisch poetsen

De unieke dynamische reinigingswerking van de Philips Sonicare elektrische tandenborstel reinigt op efficiënte en milde wijze tot diep tussen de tanden en langs het tandvlees.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Philips Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden
- Veilig en zacht voor gevoelige plekken, beugels, behandelde tanden en vullingen
- Easy Start-programma bouwt voort op uw Philips Sonicare-routine

Ontworpen voor u

- Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen

Superieure reiniging

- Verwijdert tot wel 2x meer tandplak dan een handtandenborstel

Optimaliseer het poetsen

- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Kenmerken

Verwijdert tot wel 2x meer tandplak



De gepatenteerde sonische technologie verwijdert tot wel 2x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Voor wittere tanden



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel helpt bij het verwijderen en verminderen van vlekken op uw tanden voor een stralende lach.

Quadpacer en Smartimer



Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze Smartimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.

Wen aan uw nieuwe routine



Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Ons EasyStart-programma geeft u de mogelijkheid om geleidelijk aan meer poetskraft toe te passen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

De enige echte sonische technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Gletsjergroen

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Handvat: Slang, ergonomisch design

Poetstijd: Tot 2 weken

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 EasyClean

Opzetborstel: 1 C1 ProResults-standaardborstels

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Prestaties: Tot 2 keer betere tandplakverwijdering*

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

Timer: Quadpacer en Smartimer

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

