

Philips Philips Avent  
Tampa de silicone

Extratores de leite

CP2062/01



## Conecta as peças do seu extrator de leite elétrico

Verifique a compatibilidade abaixo

Essa tampa de silicone mantém a conexão entre o extrator de leite e a unidade do motor.  
Uma tampa incluída por embalagem. Para uso com extratores de leite elétricos.

**PHILIPS**

# Especificações

## Peças de substituição

• Próprio para os produtos: SCD330/31, SCF332/62,

SCF334/61 e SCF338/52, SCF391, SCF393, SCF394  
e SCF395, SCF396, SCF397 e SCF398



Data de emissão  
2024-08-28

Versão: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso  
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da  
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)