

PHILIPS

AVENT

Manuel Göğüs Pompası

Essential Manual Breast Pump

Ergonomik süt sağma kolu
Hafif tasarım
BPA içermez



SCF417/11

Süt akışını sağlayın, kolayca sağın

Hassas ve rahat pompalama için

Philips Avent Essential Manuel göğüs pompası, mümkün olduğunca süt sağmanıza yardımcı olmak için süt akışını uyaracak şekilde tasarlanmıştır. Yedek anne sütü biriktirmenize yardımcı olur, bu sayede bebeğinizin bakımında destek alabilme özgürlüğünün keyfini çıkarabilirsiniz.

Temizlemesi kolaydır

- Temizlemesi ve kurulumu kolaydır (toz kapağı)

Hassas ve rahat

- Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık ile nazik uyarma

Rahat süt sağma

- Kolay sağma için ergonomik kol tasarımı

Kolay taşınır ve kullanışlı

- Hafif ve kompakt tasarım

BPA içermez

- BPA içermez*

Özellikler

Yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık



Yumuşak ve rahat yaprakçık şekilli silikon masaj başlığı, göğsünüze masaj yaparken süt akışını nazikçe uyarır. Hızlı akışı tetiklemek için hassas sıkıştırma ve emiş bir araya getirir.

Kolay sağma için ergonomik kol tasarımı



Ergonomik olarak tasarlanan kolay süt sağma kolu sayesinde kendinize uygun bir hızda pompalama yapabilir ve tercih ettiğiniz yoğunluk için kola basarak vakum seviyesini ayarlayıp ritminizi belirleyebilirsiniz.

Hafif ve kompakt tasarım



Kompakt ve hafif tasarımıyla her yerde, her zaman kolayca pompalama yapın; pompayı gittiğiniz her yerde çantanızda taşıyabilirsiniz. Süt sağma seti uyumlu olduğundan doğrudan Avent biberonlara pompalama yapabilirsiniz.

Temizlemesi ve kurulumu kolaydır



Kolay kullanım için tasarlanmış olan bu ürünün küçük, kullanıcı dostu parçaları sayesinde kolay montaj, sökme ve temizleme işlemleri yapılabilir. Toz kapağı göğüs pompanızı toz ve kire karşı koruyarak temiz tutmaya yardımcı olur.

BPA içermez*



%0 BPA içeren dayanıklı ve güvenli malzemelerden üretilmiştir.*

Teknik Özellikler

Paket içeriği

Anne sütü kabı (125 ml): 1 adet

Başlıklı süt sağma kiti: 1 adet

Süt sağma kolu: 1 adet

Toz kapağı: 1 adet

