

PHILIPS

sonicare



DiamondClean 9000

Cordless Power
Flosser

Monddouche + tandenborstel
Quad Stream-technologie
Pulsgolven begeleiden u



HX3886/43

Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie

Verwijdert tot 99,9% tandplak* van behandelde delen

Reinig uw tanden grondig en moeiteloos voor gezond tandvlees. De unieke Quad Stream-tip reinigt meer plekken in uw mond met minder moeite. Flossen wordt iedere keer simpeler en effectiever.

Superieure reiniging

- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Gebruiksvriendelijk en handig

- Snel universeel opladen met USB-A naar Small Plug kabel
- Standaardpunt voor gerichte reiniging

Sneller en effectiever flossen

- 2 flosstanden, 3 sterktes
- Volledige reiniging in 60 seconden
- Pulse Wave-technologie begeleidt u van tand tot tand
- Quad Stream-technologie voor sneller en effectiever flossen

Laat de DiamondClean 9000 zich aanpassen aan uw behoeften

- Gepersonaliseerde poetservaring

Cordless Power Flosser

DiamondClean 9000

HX3886/43

Specificaties

Vermogen

Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Handvat: Slang, ergonomisch design

Spuitskophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

Prestaties

Reiniging: Reinigt de hele mond in 60-90 seconden

Meegeleverde artikelen

Draadloze Power Flosser: 1

F1 standaardmondstuk: 1

Opzetborstel: 1 - C3

F3 Quad Stream-opzetstuk: 1

USB-oplaadkabel: 1

DiamondClean 9000: 1

USB-muuradapter: 1

Glazen oplader: 1

Reisetui met USB: 1

Gezondheidsvoordelen

Verwijdering van tandplak: Verwijdert tot 99% tandplak van behandelde delen*

Modi van Power Flosser

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Deep clean+: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Intensiteiten: 3

