

PHILIPS

AVENT



Lahjapakkaus

Single Electric breast pump

Pumppaus-, säilytys- ja syöttösetti
Ladattavalla akulla



SCD330/31

Vauvojen inspiroima, suunniteltu äideille

Natural motion -tekniikka nopeuttaa maidontuloa*

Koe maidon pumppaamisen uusi aikakausi. Philipsin sähkökäyttöinen Avent-rintapumppu jäljittelee lapsen luonnollista imurytmiä ja stimuloi rinnanpaita. Pehmeä tyyny mukautuu hellävaraisesti rinnanpään kokoon ja muotoon. Katso lisätietoja alta.

Muita etuja

- Valitse tutti vauvalle oikean virtauksen mukaan

Syötä Philips Avent -pullojen avulla

- Luonnollisella otteella

Tehokas ja miellyttävä pumppaaminen

- Nopeampaan maidontuloon*
- Miellyttävämpi kokemus
- Yksilöllinen käyttökokemus, 8 + 16 asetusta
- Ladattavalla akulla

Rintamaidon turvallinen säilytys


- Turvalliseen säilytykseen ja kuljetukseen
- Tehokas suoja rintamaidolle

Oikean tutin löytäminen on tärkeää

- Oikean tutin löytäminen on tärkeää


Kohokohdat

Natural motion -tekniikka



Rintapumpun tyyny stimuloi maidon virtausta, joten voit pumpata enemmän maitoa lyhyemmässä ajassa*. Pumppu siirtyy saumattomasti stimulointitilasta pumppaustilaan ja maksimoi maidontulon stimuloimalla rinnanpäitä ja tehostamalla imua optimaalisesti. Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksin (MER) syntymiseen kuluva aika).*

Myötäilevä silikonityyny



Silikonityyny myötäilee pehmeästi nännesi yksilöllistä kokoa ja muotoa. Sopii 99,98 prosenttiin kaikista nänniko'ista.

Oikean tutin löytäminen on tärkeää



Jos vastasyntyneesi saa jatkuvasti liian vähän maitoa syöttämisen aikana tai hänellä on vaikeuksia maidon saamisessa, vaihda tuttiin, jossa on suurempi virtausnopeus. Jos syöttöongelmat jatkuvat, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Löydä tutti, jossa virtaus on juuri oikea



Jokainen vauva syö omalla tavallaan ja kehittyy omaan tahtiinsa. Olemme suunnitelleet tutteja useille eri virtausnopeuksille, jotta voit löytää juuri sopivan omalle vauvallesi ja mukauttaa tuttipullon tarpeen mukaan. Kaikki Natural Response -tutit on valmistettu pehmeästä silikonista.

Mukautuu tarpeisiisi



Rintapumpussa on useita erilaisia stimulointi- ja pumppausasetuksia, joten se sopeutuu aina kulloisiinkin tarpeisiisi. Pumpun 8 stimulointi- ja 16 pumppausasetusta takaavat yksilöllisen käyttökokemuksen.

Kannettava rintapumppu



Voit pumpata maitoa myös liikkeellä ollessasi murehtimatta turhaan virtalähteestä. Rintapumpun ladattavaan akkuun kuuluu micro-USB-sovitin, ja täyteen ladattu akku kestää jopa kolme käyttökertaa.

Vuotamattomat, pinottavat kupit



Rintamaidon lypsäminen, säilyttäminen ja syöttäminen on helppoa Philipsin uudella säilytyskupilla. Voit steriloida kupin ja käyttää sitä uudelleen Philips Avent -pumpun tai -tuttien kanssa. Yksi järjestelmä, monia mahdollisuuksia.

Mukana rintamaidon säilytyspussit



Philips Avent -rintamaidon säilytyspussit ovat turvallinen tapa säilyttää arvokasta rintamaitoa. Niitä voi säilyttää jääkaapissa tai pakastimessa ja ne on esisteriloitu valmiiksi käyttöön.

Sisältää Natural-pullot



Leveä, rinnanmuotoinen tutti tukee oikeanlaista otetta ja helpottaa rinta- ja pulloruokinnan yhdistämistä

Single Electric breast pump

Lahjapakkaus

SCD330/31

Tekniset tiedot

Virta

Verkkojännite: 100V - 240 V

Sisältö

Sovitin: 1 kpl

Kertakäyttöiset liivinsuojat: 24 kpl

Pumppuosa: 1 kpl

Tiivistelevy: 1 kpl

125 ml:n pullo: 1 kpl

255 gramman pullot: 1 kpl

Moottoriyksikkö (ladattava): 1 kpl

Hidas tutti: 1 kpl

Micro-USB-sovitin: 1 kpl

Kertakäyttöiset rintamaitopussit: 5 kpl

Kannelliset VIA-kupit 180 ml: 5 kpl

Kannelliset VIA-kupit 240 ml: 5 kpl

125 ml:n pullo: 1 kpl

Toiminnot

Pehmeä ja mukautuva tyyny: Hellävarainen stimulointi

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Julkaisupäivä 2025-04-15
Versio: 6.6.1

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

EAN: 87 20689 00801 3

www.philips.com



* Perustuu maidontulon alkamiseen kuluvaan aikaan (maidonerityksen refleksiin [MER] syntymiseen kuluva aika), joka mitattiin 20 osallistujan kliinisessä koekäytössä (Alankomaat 2019); verrattuna Philipsin aikaisemmalla pumpputekniikalla saavutettuun aikaan, joka mitattiin 9 osallistujan esitutkimuksessa (Alankomaat 2018)

* 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019 (109 osallistujaa, Israel); 2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993 (20 valkoihoista osallistujaa, Yhdysvallat); 3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 osallistujaa, Australia).

* Perustuu kyselytutkimukseen, johon vastasi 20 tyynyn kliniseen koekäyttöön osallistunutta henkilöä (Alankomaat 2019).

* Rintapumppu ei sisällä BPA:ta: tuttipullo ja muut rintamaidon kanssa kosketuksissa olevat osat asetuksen EU/10/2011 mukaisesti.