

PHILIPS

sonicare



Akumulatorska
sonična zobna ščetka

7100

Do 20-krat učinkovitejše
odstranjevanje zobnih oblog

4 načini, 3 stopnje intenzivnosti

Vizualno opozorilo o premočnem
pritiskanju

Aplikacija Philips Sonicare



HX7428/02

Popolna čistoča z do 7-krat bolj zdravimi dlesnimi**

Do 20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*

Philips Sonicare 7100 uporablja tehnologijo Sonicare naslednje generacije, ima 4 načine ščetkanja, 3 stopnje intenzivnosti, vizualno opozorilo o premočnem pritiskanju in našo vrhunsko glavo ščetke G3 Premium Gum Care.

Vrhunsko nežno čiščenje

- Ena glava ščetke za popolno nego

Enostavno ščetkanje

- Prilagodite si umivanje zob z 12 nastavitvami ščetkanja
- Izboljšajte navade pacientov z aplikacijo Philips Sonicare
- Za pravočasno menjavo glave ščetke
- Zaščitite dlesni z vidnim senzorjem premočnega pritiskanja

Vrhunska čistoča

- Tehnologija Sonicare naslednje generacije

Zasnovane za vaš življenjski slog

- Lasersko varjene za moč in trpežnost
- Olajšajte si potovanja z našo kompaktno in izjemno trpežno potovalno torbico
- Do 3 tedne ščetkanja z enim polnjenjem
- Izboljšajte umivanje zob s funkcijama SmarTimer in BrushPacer

Značilnosti

Glava ščetke A3 vse v enem + več



Vrhunska glava ščetke A3 vse v enem je izdelana ob upoštevanju potreb pacientov, ki lahko z njo dosežejo do 20-krat učinkovitejše odstranjevanje zobnih oblog*, do 15-krat bolj zdrave dlesni** in odstranijo do 100 % več madežev. Priložena je tudi naša najnežnejša in najmehkejša glava ščetke S2 Sensitive, ki klinično dokazano z nežnim čiščenjem odstrani 10-krat več zobnih oblog na težko dostopnih mestih*. Glava ščetke G3 Premium Gum Care zagotovi do 7-krat bolj zdrave dlesni v samo 2 tednih****.

Tehnologija Sonicare naslednje generacije




Uživajte v zabavnem ščetkanju na novi ravni skrbi za ustno higieno s tehnologijo Sonicare naslednje generacije. Inovativni magnetni sistem prilagaja moč ščetkanja med vsakim ščetkanjem in zagotavlja optimalno delovanje 62.000 gibov ščetin na minuto tudi na težje dosegljivih predelih. Hkrati dinamično učinkovanje tekočin v ustih ščetinam pomaga očistiti zobne obloge in doseči popolno čistočo z vsakim ščetkanjem.

12 nastavitvev ščetkanja



Zobna ščetka Philips Sonicare 7100 zagotavlja pacientom prilagojeno umivanje zob. Štirje načini ščetkanja poskrbijo za zdravje njihovih dlesni, beljenje zob ter za občutljivo in vsakodnevno čiščenje. Način Gum Health zagotavlja zdravje dlesni z nežnim masiranjem njihovih konic. Način White za beljenje zob odstranjuje površinske madeže in zobe polira za bolj bel nasmeh. Način za občutljive dlesni Sensitive zagotavlja nežno, a temeljito čiščenje, medtem ko je način Clean namenjen odstranjevanju zobnih oblog za popolno čistočo. Pacienti si lahko čiščenje individualno prilagodijo s kombinacijo posameznih načinov čiščenja in ene od treh stopenj intenzivnosti, od najnižje do najvišje, za najustreznejše ščetkanje.


Senzor pritiska s svetlobnim obročkom



Pacienti morda ne opazijo, da med ščetkanjem preveč pritiskajo, toda ta zobna ščetka to opazi. Pametni optični senzor natančno zazna prekomerno pritiskanje, začne utripati vijolično


in hkrati zmanjša vibriranje. Pacienti bodo vedno vedeli, kdaj prilagoditi ščetkanje, zato bodo njihove dlesni vedno zaščitene.

Aplikacija Philips Sonicare



Aplikacija Philips Sonicare se popolnoma združi z zobno ščetko in pacientom pomaga izboljšati ter ohranjati ustno higieno. Spremlja potek ščetkanja, zagotavlja individualno prilagojene napotke in poročila o napredku, ki pacientom zagotavljajo dragocen vpogled v njihovo umivanje zob.

2-minutni časovnik in intervalnik ščetkanja



Pacienti bodo za popolno čistočo zob potrebovali le dve minuti, zato jih bo funkcija SmarTimer opozorila na konec ščetkanja. Za enakomerno čistočo celih ust funkcija BrushPacer ščetkanje razdeli na več delov, med katerimi kratek premor vibriranja opozori, da se morajo premakniti na naslednji predel. Tako bodo ob vsakem ščetkanju lažje dosegli enakomerno čistočo.

Značilnosti

Opomnik za zamenjavo BrushSync



Redna menjava glave ščetke je pomemben del ohranjanja dobre ustne higiene. S tehnologijo BrushSync pacienti zlahka ohranjajo najboljše delovanje glave ščetke. Inovativna tehnologija spremlja pogostost uporabe in moč ščetkanja, zato jih ob pravem trenutku opomni, da je čas za novo glavo ščetke.

Trpežna zasnova



Zobne ščetke Philips Sonicare smo v celoti izdelali močne, lahke in dolgotrajne. Z našim naprednim postopkom laserskega varjenja so zasnovane tako, da si bodo pacienti z njimi lahko umivali zobe še dolga leta.

Do 3 tedne med polnjenji



V zobni ščetki je visokozmogljiva baterija, izdelana za boljšo izkušnjo ščetkanja. Z enim polnjenjem si lahko pacienti zobe normalno umivajo do tri tedne, preden jo je treba ponovno napolniti.

Kompaktna potovalna torbica



Potovalno torbico smo preoblikovali, zato je dovolj kompaktna, da jo je mogoče shraniti v torbo, in dovolj trpežna, da bo zobni ščetki Philips Sonicare vso pot zagotavljala ustrezno zaščito. Poleg zaščite zobne ščetke v sebi priročno hrani tudi dve glavi ščetke. Zato se lahko z njo pacienti brezskrbno odpravijo kamor koli.

Specifikacije

Intenzivnosti

Visoka: Za večjo čistočo

Srednja: Za vsakodnevno čistočo

Nizka: Za občutljive zobe in dlesni

Posodobitev izdelka

Obdobje podpore: Philips bo zagotavljal potrebne varnostne posodobitve do 31. decembra 2026.

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Tehnične specifikacije

Baterija: Za polnjenje

Čas delovanja (od polne do prazne): 21 dni

Vrsta baterije: Litij-ionska

Poraba energije: Stanje pripravljenosti brez prikaza < 0,5 W

Zasnova in izdelava

Barva: Bela

Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

Združljivost

Podpora za Android: Telefoni Android s tehnologijo Bluetooth 4.0 in novejšimi različicami
Brezžična tehnologija Bluetooth: Aplikacija, ki se poveže z zobno ščetko

Podpora za iOS: iPhone s tehnologijo Bluetooth 4.0 in novejšimi različicami

Enostavna uporaba

Združljivost ročaja: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Ročaj: Tanko ergonomska zasnova

Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje stanje baterije

Časovnik: Funkciji SmarTimer in BrushPacer za popolno in temeljito ščetkanje

Polnjenje prek kabla USB-A: Napajalnik ni priložen

Priloženi predmeti

Potovalna torbica: 1 x tanka potovalna torbica

Ročaj: 1 x akumulatorska zobna ščetka 7100

Polnilnik: 1

Glava ščetke: 1 x A3 Premium vse v enem, 1 x S2 Sensitive, 1 x G3 Premium Gum Care
Kabel USB-C: 1

Učinkovitost čiščenja

Odstranjevanje zobnih oblog: Do 20-krat učinkovitejša*

Hitrost: 62.000 gibov ščetke/min

Zdrave dlesni: Do 15-krat bolj zdrave dlesni***

Beljenje: Do 100 % manj madežev**

Načini

Clean: Za izjemno vsakodnevno čistočo

Bela: Za odstranjevanje površinskih madežev

Sensitive: Za občutljive zobe in dlesni

Zdrave dlesni: Nežno masira dlesni

Tehnologija pametnega senzorja

Povratne informacije o pritisku: Svetlobni obroček zasveti vijolično, šibkejšo vibriranje in zvočni signali

Opomnik za zamenjavo: Funkcija BrushSync vas opomni, kdaj je treba zamenjati glavo ščetke

