

PHILIPS

AVENT

Empeng

Ultra air

Gagangnya berpendar dalam gelap

Ortodontik & Bebas BPA

2 kemasan

18+ bulan



SCF376



Membuat kulit si kecil dapat bernapas Mudah ditemukan dalam gelap

Tenangkan si kecil dengan kenyamanan ventilasi udara. Philips Avent Ultra Air memiliki lubang ekstra besar untuk menjaga kulit tetap kering. Gagangnya dapat menyala dalam gelap sehingga Anda dapat melihatnya ketika lampu padam. Tersedia dalam berbagai warna dan desain.

Sterilkan dan simpan dalam satu kemasan praktis

- Sterilkan dalam 3 menit untuk sterilisasi yang praktis

Menenangkan dengan kenyamanan udara

- Biarkan kulit bayi bernapas

Dot lembut & halus yang nyaman

- Dot ekstra-kokoh
- Dot terbuat dari 100% silikon food-grade
- Pertumbuhan mulut yang sehat
- Rasa alami untuk bayi

Kualitas terjamin

- Didesain dan diproduksi di Belanda

Mendukung rutinitas tidur

- Berpendar dalam gelap, tahan lama

Kelebihan Utama

Biarkan kulit bayi bernapas




Lubang udara ekstra besar memventilasi kulit bayi sehingga menjaganya tetap kering dan menenangkan.

Dot ekstra-kokoh



Dot ekstra kuat mendukung bentuk alami langit-langit mulut, gigi, dan gusi.

Berpendar dalam gelap, tahan lama



Gagangnya yang menyala dalam gelap memudahkan Anda menemukan empeng dengan cepat tanpa harus menyalakan lampu.

Dot terbuat dari 100% silikon



Kami memilih bahan silikon untuk dot Ultra Air dan Soft kami karena bahannya aman dan lembut, banyak digunakan dalam peralatan medis, bebas dari bahan kimia berbahaya, zat endokrin aktif (mis. BPA), dan alergen.

Dot ortodontik



Dot silikon ortodontik kami yang simetris dan lembut didesain untuk pertumbuhan mulut yang alami.

Rasa alami untuk bayi



Dot silikon bertekstur kami dirancang untuk meniru payudara ibu.

Sterilkan dalam 3 menit



Travel case yang dilengkapi empeng ultra air kami yang lembut, juga berfungsi sebagai pensteril. Anda hanya perlu menambahkan air dan memasukkannya ke dalam microwave. Lalu, tenang saja. Sudah bersih untuk penggunaan berikutnya.

Diproduksi di Belanda



Empeng ultra air kami yang ultra lembut dirancang dan diproduksi di Belanda.

Spesifikasi

Item yang disertakan

empeng ultra air: 2 pcs

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

Tanggal dikeluarkan
2024-11-15
Versi: 8.8.1

EAN: 87 20689 01747 3

www.philips.com



* Uji konsumen 2016-2017 di AS menunjukkan tingkat penerimaan sebesar 98% terhadap dot bertekstur Philips Avent, yang digunakan di semua empeng Ultra Air dan Ultra Soft kami.
* *Ganti empeng setelah digunakan selama 4 minggu agar tetap higienis.