

# PHILIPS

## sonicare

Bàn chải điện sonic kết  
nối ứng dụng

DiamondClean 9000

Dễ dàng kết nối ứng dụng hỗ trợ đánh  
răng

Cảm biến áp lực tích hợp

Nhận biết đầu bàn chải thông minh

4 chế độ, 3 cường độ



HX9914/75



## Răng trắng hơn, khỏe hơn suốt đời

Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 20 lần\*

Hãy chuyển sang sử dụng bàn chải điện làm trắng răng Sonicare tốt nhất trong dòng bàn chải điện Philips Sonicare của chúng tôi.

### Làm sạch theo nhu cầu cá nhân mà vẫn đảm bảo thoải mái

- Đầu bàn chải đa năng chăm sóc răng miệng toàn diện
- Đánh răng bằng sóng âm: làm sạch hiệu quả

### Thiết kế thời trang và thân thiện với người dùng

- Sạc và khởi động dễ dàng

### Hãy để DiamondClean 9000 thích ứng với nhu cầu của bạn

- Trải nghiệm đánh răng được điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân
- Cho bạn biết liệu bạn có đang đánh răng quá mạnh không
- BrushSync tự động chọn chế độ tốt nhất cho bạn
- Luôn biết khi nào cần thay đầu bàn chải

### Luôn đi đúng hướng với báo cáo tiên độ được cá nhân hóa

- Bắt đầu và duy trì những thói quen lành mạnh


# Những nét chính

## 4 chế độ, 3 cường độ




DiamondClean 9000 đi kèm với Clean, White+, Gum Health và Deep Clean+ để đáp ứng nhu cầu đánh răng của bạn. Chế độ Clean dùng để làm sạch đặc biệt hàng ngày, White+ dùng để loại bỏ vết bẩn, Gum Health giúp làm sạch nướu nhẹ nhàng nhưng hiệu quả và Deep Clean+ mang đến cho bạn khả năng làm sạch sâu vượt trội. Ba cường độ cho phép bạn chọn giữa cài đặt cao hơn để tăng cường độ sạch và cài đặt thấp hơn dành cho miệng nhạy cảm hơn.

## Đầu bàn chải Premium All-in-One



Đầu bàn chải A3 Premium All-in-One làm sạch hiệu quả mà vẫn đảm bảo thoải mái. Sản phẩm tốt nhất mọi thời đại của chúng tôi có lông bàn chải góc cạnh giúp loại bỏ mảng bám nhiều hơn tới 20 lần ngay cả ở những khu vực khó tiếp cận\*. Đầu nhọn hình tam giác có tác dụng loại bỏ nhiều vết ố hơn tới 100% trong vòng chưa đầy hai ngày\*\*\*. Lông bàn chải dài hơn sẽ làm sạch sâu giúp nướu khỏe mạnh hơn gấp 15 lần chỉ sau hai tuần\*\*. Bạn có thể tận hưởng mọi lợi ích mà không cần phải chuyển đổi đầu bàn chải. Bạn có biết: đầu bàn chải trở nên kém hiệu quả hơn sau 3 tháng sử dụng? Tính năng BrushSync™ của chúng tôi có thể nhắc nhở bạn khi gần đến lúc phải thay mới.

## Báo cáo tiến độ



DiamondClean 9000 cung cấp cho bạn hướng dẫn cần thiết để cải thiện và duy trì thói quen đánh răng lành mạnh giữa các lần khám răng với nha sĩ. Cảm biến thông minh tích hợp cho bạn biết khi nào bạn đang dùng quá nhiều lực và bằng cách kết nối trải nghiệm đánh răng của bạn với ứng dụng Sonicare, Báo cáo tiến độ được cá nhân hóa sẽ giúp bạn đi đúng hướng để xem bạn đã cải thiện được bao nhiêu theo thời gian.

## Hiệu quả đánh răng bằng âm thanh đã được chứng minh



Đánh bay mảng bám bằng công nghệ sóng âm – chuẩn mực của chúng tôi trong việc làm sạch hiệu quả và nhẹ nhàng. Trong khi bạn đánh răng, có tới 62.000 chuyển động của lông bàn chải và hoạt động linh hoạt của chất lỏng giúp làm sạch ngay cả những khu vực khó tiếp cận, mang lại cho miệng bạn cảm giác tươi mát và sạch sẽ vượt trội.

## Cảm biến áp lực tích hợp



DiamondClean 9000 giúp phát hiện lực đánh răng quá mạnh. Nếu bạn cần giảm tốc độ, bàn chải đánh răng sẽ phát ra âm thanh rung nhẹ. Đó là âm thanh nhắc nhở để

đầu bàn chải giúp bạn làm sạch răng nướu. 7 trên 10 người nhận thấy tính năng này đã giúp họ đánh răng tốt hơn.

## Ghép nối chế độ BrushSync



Đầu bàn chải thông minh đảm bảo bạn đang sử dụng đúng chế độ và cường độ để làm sạch tốt nhất có thể. Ví dụ: giả sử bạn đang sử dụng đầu bàn chải W3 Premium White. Công nghệ BrushSync của DiamondClean 9000 sẽ tự động đồng bộ hóa đầu bàn chải của bạn với chế độ White+ để giúp làm trắng răng.

## Nhắc nhở thay thế BrushSync



Tất cả đầu bàn chải đều bị mòn theo thời gian, vì vậy bạn sẽ muốn theo dõi đầu bàn chải để đảm bảo bạn vẫn đạt được hiệu quả đánh răng tốt nhất. Công nghệ BrushSync của chúng tôi theo dõi thời gian bạn đã sử dụng đầu bàn chải và lực đánh răng của bạn. Tín hiệu nhắc thay thế BrushSync trên tay cầm và một tiếng bíp ngắn sẽ cho bạn biết khi đến lúc cần thay đầu bàn chải.

## Pin có thời lượng cao



DiamondClean 9000 sẽ hoạt động được tối đa hai tuần chỉ với một lần sạc nếu sử dụng thường xuyên.

# Các thông số

## Khả năng kết nối

**Công nghệ không dây Bluetooth®:** Kết nối với ứng dụng đánh răng

## Công suất

**Điện áp:** 110-220 V

## Đặc điểm kỹ thuật

**Pin:** Có thể sạc lại

**Thời gian hoạt động (pin đầy đến hết pin):** 14 ngày\*\*\*

**Kiểu pin:** Lithium ION

## Thiết kế và hoàn thiện

**Màu sắc:** Đen

## Dịch vụ

**Bảo hành:** Bảo hành giới hạn 2 năm

## Khả năng tương thích

**Khả năng tương thích với Android:** Điện thoại Android, Máy tính bảng hỗ trợ Bluetooth 4.0

**Khả năng tương thích với iOS:** iPad thế hệ thứ 3 trở lên, iPhone 4S trở lên, với iOS7 trở lên, với hệ điều hành iOS7

## Dễ sử dụng

**Khả năng tương thích tay cầm:** Đầu bàn chải nhân vào tay cầm dễ dàng

**Tay nắm:** Thiết kế mảnh tiện dụng

**Nhắc nhở thay thế:** Để luôn đảm bảo hiệu quả tốt nhất, biểu tượng nhắc nhở sáng lên

## Bộ phận đi kèm

**Đầu bàn chải:** 1 A3 Premium All-in-One

**Túi đựng du lịch:** Hộp sạc du lịch USB

**Tay nắm:** 1 DiamondClean 9000

**Cốc sạc điện:** 1

**Đề sạc:** 1

**Nắp đậy bảo đảm vệ sinh:** 1

## Hiệu suất làm sạch

**Hiệu suất:** Loại bỏ nhiều mảng bám hơn gấp 20 lần\*

**Bộ hẹn giờ:** Bộ định giờ đánh răng và Bộ định giờ thông minh

**Lợi ích làm trắng:** Làm trắng răng trong 1 ngày\*

**Phản hồi áp lực:** Tay cầm rung để cảnh báo người dùng

## Chế độ

**Làm sạch:** Để vệ sinh sạch sẽ hàng ngày

**3 cường độ:** Cao, Thấp, Trung bình

**Deep Clean+:** Giúp làm sạch sâu

**Gum Health:** Đặc biệt chú ý đến răng hàm

**White+:** Giúp loại bỏ vết ố trên bề mặt răng

## Công nghệ Cảm biến thông minh

**Cảm biến áp lực:** Cảnh báo khi đánh răng quá mạnh

**Nhắc nhở thay thế BrushSync:** Luôn biết khi nào cần, thay đầu bàn chải

**Công nghệ BrushSync:** đầu bàn chải thông minh, Kết nối tay cầm thông minh và

