

Avent Philips Electronic  
Breast Pumps  
Ventilček

**Bela**  
Kljunasti ventil

**CP2077/01**



## Omogoča pretok mleka v stekleničko

Ujemajoče se izdelke najdete na zavihku Specifikacije

Ventil omogoča pretok mleka iz črpalke v stekleničko.

**PHILIPS**  
**AVENT**

# Specifikacije

## Zamenljivi deli

• Združljive vrste izdelkov: SCF301, SCF303,

SCF323, SCF363, SCF417, SCF901, SCF902,  
SCF903



Datum izdaje 2024-10-04

Različica: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)