

Philips Philips Avent
Držalo za membrano

Bela
Prsne črpalke

CP1970/01



Ustvari vakuum za iztiskanje

Spodaj preverite za združljivost

Držalo povezuje ročaj s črpalko, kar omogoča premikanje membrane, ki ustvarja vakuum.
Za enakomeren tok mleka.

PHILIPS

Specifikacije

Nadomestni deli

- Združljive vrste izdelkov: SCF430/01 SCF430/03

SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15 SCF430/16
SCF430/20 SCF430/30 SCF441/01



Datum izdaje 2024-10-07

Različica: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com