

Philips Philips Avent
Ventil prsne črpalke

Prsne črpalke

Bela

CP9287/01



Pretaka materino mleko iz črpalke v stekleničko

Spodaj preverite za združljivost

Ventil ohranja vakuum, ki ga prsna črpalka potrebuje za pretakanje materinega mleka v stekleničko. Za pravilno delovanje črpalke mora biti ventil v brezhibnem stanju.

Enostavna uporaba nadomestnih delov Philips

- Enostavna prenovitev izdelka z originalnimi Philipsovimi deli

PHILIPS

Specifikacije

Nadomestni deli

- Združljive vrste izdelkov: SCF393 SCF394 SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

Nadomestni deli

- Združljive vrste izdelkov: SCD292 SCF330 SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391 SCF392

Značilnosti

Enostavna zamenjava delov izdelka

Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.



Datum izdaje 2024-10-07

Različica: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com