

PHILIPS

sonicare



Sonische, elektrische
tandenborstel

ProtectiveClean 5100

Ingebouwde poetsdruksensor

3 standen

1 x BrushSync-functie
met UV-reiniger



HX6850

Wittere tanden. Zachte reiniging.

Wittere tanden in slechts 1 week.

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl uw tanden witter worden in slechts 1 week.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Wittere tanden in slechts één week

Ontworpen voor u

- Aanmoediging om grondig te poetsen
- Maakt reizen makkelijker voor u
- Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Innovatieve technologie

- Laat u weten wanneer u te hard poetst
- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

Optimaliseer het poetsen

- Keuze uit drie poetsstanden

Doodt ziektekiemen op opzetborstels

- UV-reiniger doodt tot 99% van bacteriën en virussen***

ProtectiveClean 5100

Sonische, elektrische tandenborstel

HX6850/57


Kenmerken

Natuurlijk wittere tanden




Gebruik de W DiamondClean-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

Houdt de poetsdruk in de gaten



Als u te hard poetst, kunnen uw tanden en tandvles beschadigd raken. Om dit te voorkomen, laat de Philips Sonicare ProtectiveClean een zacht pulserend geluid horen om u eraan te herinneren minder hard te drukken.

Handige timers



Hebt u een elektrische tandenborstel met timer nodig? Onze QuadPacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van uw mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

Drie poetsstanden



Deze tandenborstel kunt u aanpassen aan uw eigen poetsbehoeften dankzij de drie verschillende poetsstanden. De Clean-poetsstand is voor superieure reiniging. White is de ideale stand voor het verwijderen van tandaanslag. En Gum Care voegt een extra minuut poetsen met minder kracht toe, zodat u uw tandvles zachtjes kunt masseren.

BrushSync-technologie



Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

UV-reiniger inbegrepen



Houd uw Sonicare-opzetborstels schoon met de speciaal ontworpen Philips UV-reiniger. Plaats 1-2 opzetborstels in de reiniger en druk op de knop. Klaar binnen 10 minuten. Doodt tot 99% van de bacteriën en virussen, zonder chemicaliën.***

BrushSync-vervangingsherinnering



Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel gebruikt en hoe hard u poetst. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden en hoort u een korte piep. Op die manier weet u zeker dat uw opzetborstel altijd optimaal presteert.

Handig reisetui en -oplader



In het hoogwaardige reisetui kunt u uw tandenborstel hygiënisch opbergen. Met ons compacte oplaadstation blijft de tandenborstel ook onderweg opgeladen. Met één keer volledig opladen, werkt de tandenborstel twee weken bij normaal gebruik. De oplader is perfect voor langere reizen.

ProtectiveClean 5100

Sonische, elektrische tandenborstel

HX6850/57

Specificaties

Vermogen

Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen**

Energieverbruik: Uitgeschakeld <0,3 W, Stand-by zonder scherm <0,5 W

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Zwart/grijs

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Batterij-indicator: Het lampje geeft de

batterijstatus aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Herkenning van opzetborstel: Synchroniseert met de optimale poetsstand

Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 ProtectiveClean

Opzetborstels: 1 W2 Optimal White

Reisetui: 1

Docking station: 1

UV-reiniger: 1

Reinigingsprestaties

Prestaties: Doodt tot wel 99% van de bacteriën, en virussen***

Gezondheidsvoordelen: Helpt gaatjes verminderen

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Wittere tanden: Wittere tanden in 1 week

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

UV-reiniger: Gemaakt om te reinigen Sonicare, opzetborstels, Schakelt automatisch uit na, Cyclus van 10 minuten, Eenvoudig en veilig te bedienen, met één druk op de knop, Ingebouwde Sonicare-tandenborstel, oplader**

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen



* Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

** Niet compatibel met DiamondClean, DiamondClean 9000 of DiamondClean Smart

** gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag

*** H.A., E-Coli, Streptococcus mutans; HSV-1. Voor gebruik met InterCare (i), DiamondClean (W2), Sensitive (S), ProResults (C1) en Premium Plaque Control (C3).