

Philips Philips Avent
Membrana za električno
prsno črpalko

Prsne črpalke

CP1223/01



Ustvari vakuum za iztiskanje

Spodaj preverite za združljivost

Silikonska membrana ustvarja vakuum, potreben za iztiskanje mleka iz prsi. Za uporabo z električnimi prsnimi črpalkami.

Enostavna uporaba nadomestnih delov Philips

- Enostavna prenovitev izdelka z originalnimi Philipsovimi deli

PHILIPS

Specifikacije

Nadomestni deli

- Združljive vrste izdelkov: SCF430 SCF441

Značilnosti

Enostavna zamenjava delov izdelka

Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.



Datum izdaje 2024-10-07

Različica: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com