

PHILIPS

Ročaj prsne črpalke

Philips Avent

Ročne prsne črpalke

Bela

CP9282/01



Prilagaja sesanje prsne črpalke

Spodaj preverite za združljivost

Motor prsne črpalke se nauči želenega ritma po dveh pritiskih in nato ritem ponavlja samodejno. Ročaj omogoča prilagajanje tlaka, zato boste zlahka poiskali sesanje, ki vam najbolj ustreza.

Enostavna uporaba nadomestnih delov Philips

- Enostavna prenovitev izdelka z originalnimi Philipsovimi deli

Značilnosti

Enostavna zamenjava delov izdelka

Občasno je treba izdelek prenoviti, kar pa še nikoli ni bilo tako lahko kot s Philipsovimi nadomestnimi deli, ki jih lahko zamenja stranka sama. Vse to z zajamčeno Philipsovo kakovostjo.

Specifikacije

Nadomestni deli

Združljive vrste izdelkov: SCD221, SCD293, SCF330, SCF430, SCF441

