

PHILIPS



IPL Haarentfernungsgerät
mit SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin Sensor

3 intelligente Aufsätze: Körper,
Gesicht, Präzision

Mit SenseIQ Technologie

Verwendung mit Kabel



BRI946/00

Maßgeschneidert mit SenseIQ

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Genießen Sie eine individuelle Behandlung mit unserem Lumea IPL der 8000er Serie. SenseIQ Technologie mit intelligenten Aufsätzen und Lumea IPL App für langanhaltend glatte Haut.

Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Sanft und komfortabel mit SenseIQ
- Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat
- Mit Dermatologen entwickelt und somit einfach und effektiv
- Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 3 intelligenten Aufsätzen
- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen

Individuelle IPL-Haarentfernung

- Optimierte deine Behandlungsroutine mit der Philips Lumea IPL-App.

Lumea IPL 8000 Series

IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

Besonderheiten

Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung



Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

SenseIQ Technologie



Lumea Serie 8000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Extralanges Kabel



Dank besonders langem Kabel ist eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche möglich.

3 Intelligente Aufsätze



Speziell entwickelte Aufsätze passen sich perfekt jeder Körperform an und stellen automatisch die effektivsten Programme für jede Körperpartie ein. Gesicht: Flacher Aufsatz mit kleinem Behandlungsfenster mit UV-Filter. Körper: Nach innen gewölbt mit großem Behandlungsfenster. Präzision: Nach außen gewölbt für schwer zugängliche Bereiche.

Mit Dermatologen entwickelt



Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL

BRI946/00

entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

Philips Lumea IPL-App



Unsere kostenlose Coaching-App hilft dir, einen Behandlungsplan zu erstellen und einzuhalten und führt dich schrittweise durch jede Sitzung. Von über 2,1 Millionen Benutzern heruntergeladen.

Für die meisten Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

Lumea IPL 8000 Series

IPL Haarentfernungsgerät mit SenselQ

BRI946/00

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Körperbehandlungsaufsatz: Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm², Individuelle Behandlung für den Körper: Beine, Arme und Bauch

Gesichtsbehandlungsaufsatz: Form: flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

Präzisionsbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav geschwungen, präzise, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², Individuelle Behandlung für die Bikinizone und Achselhöhlen

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtenergieeinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

SmartSkin-Sensor: Die richtige Einstellungsanzeige auf Abruf

Anwendungsmodus

Schieben und blinken: Für eine schnelle Anwendung

Stempel und Blitz: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Schnurgebundene / schnurlose Verwendung: Verwendung mit Kabel

Technische Daten

Stromspannung: 100-240 V

Hochleistungslampe: Langlebiges Produkt mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 39 Jahren**

Bedienung

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lager: Kosmetiktasche

Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Anwendungszeit

Unterarme: 2,5 Min.

Bikinizone: 2 Min.

Gesichtsbereiche: 1,5 Min.

Unterschenkel: 8,5 Min.

