

PHILIPS

sonicare



Elektrická sonická
zubná kefka

4100 Series

Technológia Sonicare

QuadPacer a SmarTimer

Štíhly ergonomický tvar

Výdrž batérie až 14 dní



HX3683/33

Zbohom manuálna zubná kefka. Vitaj Sonicare.

Pomáha pri bielení zubov pri každom čistení

Sonická technológia v kombinácii s našou kefkou jemne odstraňuje škvrny, aby boli zuby prirodzene belšie pri každom čistení.

Navrhnuté pre vás

- Prepínajte medzi 2 režimami: Clean a Sensitive
- Menej spotreby, viac recyklácie
- Majte vždy prehľad o potrebe výmeny kefkových nástavcov
- Zjednodušuje cestovanie
- Dlhá životnosť batérie 14 dní

Belší a zdravší úsmev

- Naša jedinečná technológia vám prináša výkonné a zároveň jemné čistenie
- Pomáha pri bielení zubov pri každom čistení

Optimize your brushing

- Čistíte si zuby lepšie s funkciami SmarTimer a QuadPacer

Chrání vaše ďasná

- Snímač tlaku pomáha chrániť vaše zuby a ďasná


4100 Series

Elektrická sonická zubná kefka

HX3683/33


Hlavné prvky

Pomáha pri bielení zubov pri každom čistení



Elektrická zubná kefka Sonicare s pokročilou sonickou technológiou jemne odstraňuje škvrny pre prirodzene belšie zuby pri každom čistení.

Chrání vaše ďasná



Zabudovaný tlakový senzor automaticky rozpozná tlak, ktorý vyvíjate, upozorní vás a automaticky zníži vibrácie zubnej kefky, aby pomohol chrániť vaše ďasná. Zubná kefka vydá pulzujúci zvuk ako upozornenie, aby ste zmiernili tlak. 7 z 10 ľudí zistilo, že táto funkcia im pomohla zlepšiť čistenie zubov.

Úzke cestovné puzdro



Prvotriedne cestovné puzdro vám umožní uskladniť zubnú kefku hygienicky a kompaktný nabíjací USB podstavec vám dodá energiu na cestách. Už na jedno plné nabitie budete môcť zubnú kefku používať pravidelne dva týždne USB a nabíjačka zaistí komfort aj na dlhších cestách.

SmartTimer a QuadPacer



2-minútový časovač SmartTimer a 30-sekundový časovač QuadPacer vás navedú na čistenie všetkých častí ústnej dutiny v odporúčanom trvaní, aby sa zabezpečilo ich úplné vyčistenie.

Pokročilá technológia Sonicare



Výkonné vibrácie štetín vŕhajú mikrobublínky hlboko medzi zuby a pozdĺž línie ďasien, aby ste získali osviežujúci zážitok. Už za 2 minúty dosiahnete výsledky dvojmesačného čistenia zubov.** 31 000 pohybov kefky za minútu jemne vyčistí vaše zuby, rozbije zubný povlak a zmetie ho preč, čím dosiahnete špičkové každodenné čistenie.

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync



Všetky kefkové nástavce sa časom opotrebovávajú, takže musíte dávať pozor a ubezpečiť sa, že je vaše čistenie zubov rovnako efektívne. Naša technológia BrushSync sleduje, ako dlho ste používali kefkový nástavec a ako


silný tlak ste pri čistení zubov vyvíjali. Pripomenka výmeny BrushSync na rukoväti a krátke pípnutie vás upozornia, že je čas ju vymeniť.

2 režimy s možnosťami Clean a Sensitive



Prepínajte medzi 2 režimami, aby bolo pre vás čistenie zubov pohodlné.

Dlhá životnosť batérie



14 days

Batéria vydrží až 14 dní, preto máte k dispozícii dlhý čas bez nabíjania.

Odstránenie zástrčky kvôli eliminácii odpadu



Našou ambíciou v spoločnosti Philips je znížiť množstvo elektronického odpadu. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je minimalizovať počet adaptérov, ktoré uvádzame na trh. Tieto výrobky sa dodávajú bez napájacieho adaptéra, pretože sa snažíme znižovať množstvo elektronického odpadu.

4100 Series

Elektrická sonická zubná kefka

HX3683/33

Technické údaje

Príkon

Napätie: DC5V

Technické špecifikácie

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné vybitie): 14 dní***

Batéria: Nabíjateľná

Typ batérie: Lítium-iónová

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Biela

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje úroveň nabitia batérie

Systém kefkového nastavca: Kefkové nastavce s jednoduchým nadsadením

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, Rozsvieti sa ikona pripomienky, výmeny kefkových nastavcov, Pripomenutie výmeny, Na zaručenie najlepších výsledkov

Pribalené príslušenstvo

Nabíjacia jednotka: 1

Cestovné puzdro: 1 úzke cestovné puzdro

Kefkové nastavce: 1 kefkový nastavec W2

Optimal White

Telo: Séria 1 4100

Výsledky čistenia

Charakteristika: Pomáha pri bielení zubov pri každom čistení

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Spätná väzba na použitý tlak: Rukoväť zavibruje, aby upozornila používateľa

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

2 stupne intenzity: Vysoká, Nízka

Technológia inteligentných senzorov

Senzor tlaku: Upozornenie pri príliš silnom čistení

Pripomenutie výmeny s funkciou BrushSync:

Majte vždy prehľad o potrebe, výmeny kefkových nastavcov

