

Philips Philips Avent
Ventil odsávačky mlieka

Odsávačky mlieka
Biela

CP9287/01



Prenáša materské mlieko z odsávačky do fľaše

Overte si kompatibilitu nižšie

Tento ventil udržiava podtlak, ktorý odsávačka mlieka potrebuje na prechod materského mlieka z odsávačky do fľaše. Na správne fungovanie odsávačky udržiavajte ventil v špičkovom stave.

Jednoduché používanie náhradných dielov Philips

- Jednoducho obnovte svoj výrobok pomocou originálnych dielov Philips

PHILIPS

Technické údaje

Vymeniteľné časti

- Vhodné pre typy produktov: SCF393 SCF394
SCF395 SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

Vymeniteľné časti

- Vhodné pre typy produktov: SCD292 SCF330
SCF332 SCF334 SCF335 SCF338 SCF391 SCF392

Hlavné prvky

Jednoduchá obnova častí výrobku

Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.



Dátum vydania
2024-10-12

Verzia: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com