

Philips Philips Avent  
Membrána elektrickej  
odsávačky mlieka

Odsávačky mlieka

CP1223/01



## Vytvára podtlak potrebný na odsávanie

Overte si kompatibilitu nižšie

Táto silikónová membrána vytvára podtlak potrebný na odsávanie materského mlieka. Na použitie s elektrickými odsávačkami mlieka.

### **Jednoduché používanie náhradných dielov Philips**

- Jednoducho obnovte svoj výrobok pomocou originálnych dielov Philips

**PHILIPS**

# Technické údaje

## Vymeniteľné časti

- Vhodné pre typy produktov: SCF430 SCF441

# Hlavné prvky

## Jednoduchá obnova častí výrobku

Výrobok občas potrebuje úpravu vzhľadu, avšak jeho obnova nebola nikdy taká jednoduchá, ako je to so spotrebiteľskými náhradnými dielmi Philips. To všetko spolu s garantovanou kvalitou značky Philips.



Dátum vydania  
2024-10-12

Verzia: 8.8.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)