

Avent Philips Electronic
Breast Pumps
Ventil

Biela

Ventil v tvare kačacieho zobáka

CP2077/01



Umožňuje prúdenie mlieka do fľaše

Nájdite zodpovedajúce výrobky na karte špecifikácií

Ventil umožňuje presun mlieka z odsávačky do fľaše.

PHILIPS
AVENT

Technické údaje

Vymeniteľné časti

- Vhodné pre typy produktov: SCF301, SCF303,

SCF323, SCF363, SCF417, SCF901, SCF902,
SCF903



Dátum vydania
2024-10-12

Verzia: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com