

Philips Philips Avent
Držalo za membrano

Bela
Prsne črpalke

CP1680/01



Ustvari vakuum za iztiskanje

Spodaj preverite za združljivost

Držalo povezuje ročaj s črpalko, kar omogoča premikanje membrane, ki ustvarja vakuum.
Za enakomeren tok mleka.

PHILIPS

Specifikacije

Združljive vrste izdelkov

- SCF330/11: SCF330



Datum izdaje 2024-10-15

Različica: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com