

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
elétrica sónica

ProtectiveClean 4500

Sensor de pressão integrado

2 modos de limpeza

1 x funcionalidade BrushSync



HX6836

Dentes mais brancos, suave para a boca.

Branqueia os dentes em apenas 1 semana.

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto branqueia os dentes em 1 semana.

Proven to improve oral health

- Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias
- Branqueia os dentes em apenas uma semana

Designed around you

- Incentivo para uma escovagem completa

Innovative technology

- Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare
- Liga a pega inteligente da escova e as cabeças inteligentes

Optimize your brushing

- Modo Limpeza e Branqueamento

Destaques

Dentes naturalmente mais brancos



Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.

Modo Limpeza e Branqueamento



Quer seja para se concentrar na remoção da placa bacteriana ou para oferecer aos seus dentes um bom polimento adicional, pode contar connosco: o modo Limpeza proporciona limpeza superior e o modo Branqueamento é ideal para remover as manchas de superfície.

Segura e delicada



Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

Monitoriza a sua pressão de escovagem



Escovar com demasiada força pode danificar os dentes e as gengivas. Para evitar que isso aconteça, a Philips Sonicare ProtectiveClean emite um som pulsante agradável que serve de lembrete para aliviar a pressão.

Tecnologia BrushSync



A tecnologia de microprocessador deteta e sincroniza a cabeça inteligente da escova com a pega. A pega inteligente e a cabeça inteligente da escova são uma combinação poderosa que fornece avisos de substituição inteligentes.

Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças da escova se desgastam ao longo do tempo. Mas a nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. Quando for hora de a substituir, uma

luz na pega e um breve sinal sonoro avisam. Desta forma, pode ter a certeza de que a cabeça da escova está a fazer um bom trabalho.

Temporizadores úteis



Necessita de uma escova de dentes elétrica com temporizador? O nosso Quadpacer permite-lhe saber quando já passou a quantidade certa de tempo a escovar cada parte da sua boca, enquanto o nosso Smartimer indica quando terminar o período recomendado de dois minutos.

Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

ProtectiveClean 4500

Escova de dentes elétrica sónica

HX6836/24

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): 14 dias**

Tipo de pilha: Iões de lítio

Consumo de energia: Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

Design e acabamento

Cor: Rosa pastel

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Reconhecimento da cabeça da escova:

Sincroniza-se com o modo ideal

Lembrete de substituição: Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

Itens incluídos

Pega: 1 ProtectiveClean

Cabeças de escova: 1 W 2 Optimal White

Carregador: 1

Desempenho de limpeza

Benefícios para a saúde: Ajuda a reduzir as cáries

Velocidade: Até 62 000 movimentos da

escovagem/min.

Benefícios de branqueamento: Branqueia os dentes em 1 semana

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Branco: Elimina manchas da superfície

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba

sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

