

# PHILIPS

## sonicare



Laddningsbar sonisk  
tandborste

6500

Tar bort upp till tio gånger mer  
plack

3 lägen, 3 intensitetsnivåer

Synlig tryckvarning

Philips Sonicare-appen



HX7411/01

## Skonsam rengöring, även för känsliga munnar

Tar bort upp till tio gånger mer plack\*

Philips Sonicare 6500 har nästa generations Sonicare-teknik, ett skonsamt läge, tre intensitetsnivåer, tryckvarning och två borsthuvuden: S2 Sensitive & W2 Whitening

### Enkel borstning

- Skydda tandköttet med den synliga tryckvarningen
- Du vet alltid när det är dags för ett nytt borsthuvud
- Förbättra din rutin med Philips Sonicare-appen

### Enkel borstning

- Anpassa din rengöring med nio borstinställningar

### Överlägsen rengöring

- Nästa generations Sonicare-teknik

### Skonsam, överlägsen rengöring

- Skonsam rengöring och blekning för känsliga tänder och känsligt tandkött

### Utformad för din livsstil

- Optimera din borstning med SmarTimer och BrushPacer
- Lasersvetsad för tålighet och hållbarhet
- Upp till tre veckors borstning med en full laddning


# Funktioner

## S2 Sensitive och W2 Whitening



Philips Sonicare 6500 ger en skonsam borstningsupplevelse, även för känsliga tänder och känsligt tandkött. Tack vare det nya S2 Sensitive-borsthuvudet med Sonicares mjukaste borst är det unikt utformat för att ge en skonsam rengöring som tar bort upp till tio gånger mer plack på svåråtkomliga ställen.\*\* Dessutom gör borsthuvudet W2 Optimal White det enkelt att hålla tänderna vita mellan professionella blekningsbehandlingar, samtidigt som det tar bort upp till sju gånger mer plack jämfört med en manuell tandborste.

## Nästa generations Sonicare-teknik




Få en härlig borstningsupplevelse och en ny nivå av munvård med nästa generations Sonicare-teknik. Medan du borstar justerar tandborstens innovativa magnetsystem borsteffekten under varje borstningstillfälle, vilket ger optimal prestanda med 62 000 borsttag per minut, även i svåråtkomliga områden. Samtidigt hjälper den dynamiska vätskerörelsen borsten att avlägsna plack, så att du får en komplett rengöring varje gång du borstar.

## Nio borstinställningar




Philips Sonicare 6500 är utformad för känsliga tänder och känsligt tandkött, och du kan välja mellan tre borstningslägen för att säkerställa en rengöring som passar just dig. Sensitive-läget ger en skonsam och grundlig rengöring, medan Clean-läget fokuserar på att avlägsna plack för en överlägsen rengöring. White-läget arbetar lite hårdare för att ta bort ytliga fläckar och polera tänderna för ett vitare leende. För en personlig rengöring kan du kombinera valfritt läge med en av tre intensitetsnivåer, från hög till låg, för en borstning som passar just dig.

## Tryckvarning med ljusring



Du kanske inte märker när du borstar för hårt, men det gör den här tandborsten. Den smarta optiska sensorn upptäcker överdrivet borsttryck och blinkar sedan lila samtidigt som vibrationen minskar. Du vet alltid när du ska justera din borstning och ditt tandkött skyddas.

## Philips Sonicare-appen



Philips Sonicare-appen parkopplas smidigt med din tandborste och hjälper dig att förbättra och upprätthålla din munhälsa. Vår app registrerar


dina borstningsresultat och ger personlig vägledning och lägesrapporter så att du får värdefulla insikter om din borstning.

## Tvåminuterstimer och borstintervaller



Två minuter är allt du behöver för en fullständig rengöring, och vår SmarTimer meddelar dig när tiden är ute. För en jämn rengöring i hela munnen delar BrushPacer upp din rengöring i segment, där en liten paus i vibrationen är ditt tecken på att du ska gå vidare. Detta hjälper dig att uppnå en jämn rengöring varje gång du borstar.

## Påminnelse om att byta BrushSync



Att byta ut borsthuvudet regelbundet är en viktig del av att upprätthålla en god munhälsa. Med BrushSync-tekniken är det enkelt att se till att ditt borsthuvud fungerar optimalt. Genom att spåra din användningsfrekvens och borstningsintensitet påminner den innovativa tekniken dig när det är dags för ett nytt borsthuvud.

6500

Laddningsbar sonisk tandborste

HX7411/01

# Funktioner

## Utformad för att hålla



Vi har designat om våra Philips Sonicare-tandborstar från insidan och ut för att de ska vara tåliga, lätta och hållbara. Tack vare vår avancerade lasersvetsningsprocess är våra tandborstar utformade för att hålla i många år framöver.

## Upp till tre veckor mellan laddningstillfällen



Den här tandborsten har ett högpresterande batteri som är konstruerat för att förbättra din borstningsupplevelse. Med en enda laddning får du upp till tre veckors regelbunden borstning innan du behöver ladda tandborsten.

## Kompakt resefodral



Vårt nydesignade resefodral är tillräckligt kompakt för att få plats i en väska och tillräckligt tåligt för att skydda din Philips Sonicare-tandborste under resan. Det skyddar inte bara tandborsten, utan rymmer även två borsthuvuden. Nu kan du resa tryggt vart än resan tar dig.

# Specifikationer

## Intensitetsnivåer

**Hög:** För att förbättra din rengöring

**Medium:** För daglig rengöring

**Låg:** För känsliga tänder/känsligt tandkött

## Smart-sensorteknologi

**Bytespåminnelse:** BrushSync meddelar dig när det är dags att byta ut borsthuvudet

## Smart-sensorteknologi

**Tryckfeedback:** Ljusring som lyser lila, Minskad vibration och pulserande ljud

## Kompatibilitet

**Trådlös Bluetooth-teknik:** Ansluten borstningsapp

## Produktuppdatering

**Supportperiod:** Philips tillhandahåller nödvändiga säkerhetsuppdateringar fram till den 31 december 2026.

## Effekt

**Spänning:** 100–240 V

## Tekniska specifikationer

**batteri:** Laddningsbar

**Drifftid (full till tom):** 21 dagar

**Batterityp:** Litiumjon

## Design och finish

**Färg:** Svart

## Service

**Garanti:** 2 års begränsad garanti

## Kompatibilitet

**Kompatibilitet med Android:** Android-telefoner med Bluetooth 4.0 och senare

**iOS-kompatibilitet:** iPhone med Bluetooth 4.0 och senare

## Lättanvänd

**Handtag:** Tunn, ergonomisk design

**Batteriindikator:** Belyst ikon indikerar batteriets livslängd

**Skafthkompatibilitet:** Borsthuvud som enkelt knäpps på

**Timer:** SmarTimer och BrushPacer för komplett och noggrann borstning

**USB-A-laddning:** Nätadapter medföljer inte

## Medföljande tillbehör

**Laddare:** 1

**Resefodral:** 1 tunt resefodral

**Handtag:** 1 6500 laddningsbar tandborste

**Borsthuvud:** 1 S2 Sensitive, En W2 Optimal White

## Rengöringsprestanda

**Plackborttagning:** Upp till tio gånger mer effektiv\*

**Hastighet:** 62 000 borsttag/min

**Friskare tandkött:** Upp till fem gånger friskare tandkött\*\*

**Blekning:** Upp till två gånger vitare tänder\*\*\*

## Lägen

**Rengöra:** För överlägsen daglig rengöring

**Vit:** För att ta bort missfärgningar

**Sensitive:** För känsliga tänder/känsligt tandkött

