

PHILIPS

sonicare



Laddningsbar sonisk
tandborste

6100

Tar bort upp till 20 gånger mer
plack

2 lägen, 3 intensitetsnivåer

Synlig tryckvarning

21 dagars batteritid



HX7408/02

Skonsam rengöring, även för känsliga munnar

Tar bort upp till 20 gånger mer plack*

Philips Sonicare 6100 har nästa generations Sonicare-teknik, ett särskilt Sensitive-läge, tre borsthuvuden för plack, känslighet och blekning samt låg intensitet. Den har även en trycksensor som meddelar när patienter borstar för hårt.

Skonsam, överlägsen rengöring

- Komplet t tandvård för en bättre munhälsa

Enkel borstning

- Du vet alltid när det är dags för ett nytt borsthuvud
- Anpassa din rengöring med sex borstinställningar
- Skydda tandköttet med den synliga trycksensorn

Överlägsen rengöring

- Nästa generations Sonicare-teknik

Utformad för din livsstil

- Lasersvetsad för tålighet och hållbarhet
- Optimera borstningen med SmarTimer och BrushPacer
- Upp till tre veckors borstning med en full laddning

Funktioner

A3 All-in-One-borsthuvud + mer



A3 Premium All-in-One-borsthuvudet är utformat med patienter i åtanke. Med A3-borsthuvudet kan patienter få upp till 20 gånger mer plackborttagning*, upp till 15 gånger friskare tandkött** och ta bort upp till 100 % mer fläckar***. Tack vare det nya, medföljande S2 Sensitive-borsthuvudet med Sonicares mjukaste borststrån kan patienter få en skonsam rengöring som tar bort upp till tio gånger mer plack i svåråtkomliga områden*.

Nästa generations Sonicare-teknik



Få en härlig borstningsupplevelse och en ny nivå av munvård med nästa generations Sonicare-teknik. Medan du borstar justerar tandborstens innovativa magnetsystem borsteffekten under varje borstningstillfälle, vilket ger optimal prestanda med 62 000 borsttag per minut, även i svåråtkomliga områden. Samtidigt hjälper den dynamiska vätskerörelsen borsten att avlägsna plack, så att du får en komplett rengöring varje gång du borstar.


Sex borstinställningar



Philips Sonicare 6100 är utformad för känsliga tänder och känsligt tandkött, och patienter kan välja mellan två borstlägen. Sensitive-läget ger

en skonsam och grundlig rengöring, medan Clean-läget fokuserar på att avlägsna plack för en överlägsen rengöring. För en personlig rengöring kan patienter kombinera valfritt läge med en av tre intensitetsnivåer, från hög till låg, för en perfekt borstning.

Trycksensor med ljusring




Patienter kanske inte märker när de borstar för hårt, men det gör den här tandborsten. Den smarta optiska sensorn upptäcker överdrivet borsttryck och blinkar sedan lila samtidigt som vibrationen minskar. Patienter vet alltid när de ska justera sin borstning så att deras tandkött skyddas.

Påminnelse om att byta BrushSync




Att byta ut borsthuvudet regelbundet är en viktig del av att upprätthålla en god munhälsa. Med BrushSync-tekniken är det enkelt för patienter att se till att borsthuvudet fungerar optimalt. Genom att spåra användningsfrekvens och borstningsintensitet påminner den innovativa tekniken patienterna när det är dags för ett nytt borsthuvud.

Tvåminuterstimer och borstintervaller



Två minuter är allt patienter behöver för en fullständig rengöring, och vår SmarTimer meddelar patienter när tiden är ute. För en jämn rengöring i hela munnen delar BrushPacer upp rengöringen i segment, där en liten paus i vibrationen indikerar att det är dags att gå vidare. Detta hjälper patienter att uppnå en jämn rengöring varje gång de borstar.

Utformad för att hålla



Vi har designat om våra Philips Sonicare-tandborstar från insidan och ut för att de ska vara tåliga, lätta och hållbara. Tack vare vår avancerade lasersvetsningsprocess är våra tandborstar utformade för att hålla i många år framöver.

Upp till tre veckor mellan laddningstillfällen



Den här tandborsten har ett högpresterande batteri som är konstruerat för att förbättra borstningsupplevelsen. Med en enda laddning får patienter upp till tre veckors regelbunden borstning innan de behöver ladda tandborsten.

Specifikationer

Intensitetsnivåer

Hög: För att förbättra din rengöring

Medium: För daglig rengöring

Låg: För känsliga tänder/känsligt tandkött

Smart-sensorteknologi

Bytespåminnelse: BrushSync meddelar dig när det är dags att byta ut borsthuvudet

Smart-sensorteknologi

Tryckfeedback: Ljusring som lyser lila, Minskad vibration och pulserande ljud

Effekt

Spänning: 100-240 V

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Drifttid (full till tom): 21 dagar

Batterityp: Litiumjon

Design och finish

Färg: Vit

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Batteriindikator: Belyst ikon indikerar batteriets livslängd

Skaftkompatibilitet: Borsthuvud som enkelt knäpps på

Timer: SmarTimer och BrushPacer för komplett och noggrann borstning

USB-A-laddning: Nätadapter medföljer inte

Medföljande tillbehör

Laddare: 1

Handtag: 1 6100 laddningsbar tandborste

Borsthuvud: 1 A3 Premium allt-i-ett, 1 S2

Sensitive, En W2 Optimal White

Rengöringsprestanda

Plackborttagning: Upp till 20 gånger mer effektiv*

Hastighet: 62 000 borsttag/min

Friskare tandkött: Upp till 15 gånger friskare tandkött***

Blekning: Upp till 100 % mindre fläckar**

Lägen

Rengöra: För överlägsen daglig rengöring

Sensitive: För känsliga tänder/känsligt tandkött

